

# Anesthésiques

## LIDOCAÏNE INJECTABLE



### PATTERSON

#### Lidocaïne

*Lidocaïne HCl 2 %*

*avec épinéphrine, cartouches de 1,7 mL min.*

Le Lidocaïne HCl 2 % avec épinéphrine 1:100 000 est un anesthésique de moyenne à longue durée. Il offre une anesthésie pulpaire du maxillaire pouvant aller jusqu'à 60 minutes et de la mandibule (bloc maxillaire inférieur) d'une durée maximale de 85 minutes. L'anesthésie des tissus mous sera de plus longue durée et pourra se prolonger jusqu'à 170 minutes, au niveau du maxillaire et jusqu'à 190 minutes en ce qui concerne la mandibule. Ce produit est fabriqué au Canada dans le respect des normes les plus élevées afin d'assurer la qualité et la pureté de l'anesthésique.

50 cartouches par boîte.

Boîte	1@ \$27.95
1:100 000.....	085-3978 20@ \$26.55

#### Lignospa - Septodont

*Chlorhydrate de lidocaïne 2 % avec épinéphrine, USP, cartouches de 1,8 mL*

50 cartouches/boîte

Boîte	1@ \$32.60
1:50 000.....	631-3068 20@ \$31.80
1:100 000.....	631-3019



#### Xylocaine - Dentsply Canada

*Chlorhydrate de lidocaïne 2 % avec épinéphrine, cartouches de 1,8 mL*

100 cartouches/boîte

Boîte	1@ \$72.10
2% avec Épinéphrine	10@ \$70.10
1:100 000.....	120-0278
2% avec Épinéphrine	
1:50 000.....	120-0260



#### Lidocaïne 2 % - Carestream

*Lidocaïne et épinéphrine, cartouches de 1,8 mL*

50 cartouches par cannette

Cannette	1@ \$37.95
1:50 000.....	310-0328 20@ \$37.50
1:100 000.....	310-0310

## ARTICAÏNE INJECTABLE

#### Astracaine - Dentsply Canada

*Chlorhydrate d'articaine avec épinéphrine, cartouches de 1,8 mL*  
100 cartouches/boîte

Boîte	1@ \$103.40
Forte 4% 1:100 000 ..	120-0021 10@ \$101.75

Boîte	1@ \$103.40
Std 4% 1:200 000 .....	120-0039 10@ \$101.75



#### Septanest - Septodont

*Chlorhydrate d'articaine 4 % avec épinéphrine, cartouches de 1,8 mL*

50 cartouches/boîte

Boîte	1@ \$48.95
N (1:200 000).....	631-4819 20@ \$46.50
SP (1:100 000).....	631-4827



#### Zorcaïne<sup>SM</sup> - Carestream

*Chlorhydrate d'articaine 4 % avec épinéphrine 1:100 000 injectable*  
50 cartouches de 1,8 mL par boîte

Boîte	
Forte 4% .....	221-8543 1@ \$46.95



## MÉPIVACAÏNE INJECTABLE

### Carbocaine® HCl 2 % - Carestream

Mépipavaïne, cartouches de 1,8 mL  
50 cartouches/boîte

Boîte 1@ \$57.70  
2% avec Neo-Cobefrin® .....221-7990 10@ \$56.75



### Scandonest - Septodont

Mépipavaïne, cartouches de 1,8 mL  
50 cartouches/boîte

Boîte  
2% .....631-4793 1@ \$36.15  
3% .....631-3142 1@ \$34.80  
20@ \$33.75

## PRODUITS SPÉCIALISÉS



### Vivacaine<sup>MC</sup> - Septodont

Bupivacaine HCl à 0,5 % et épinéphrine  
1:200 000 (bitartrate)  
(Chlorhydrate de bupivacaine  
et épinéphrine injectable, USP)

Boîte de 50 cartouches de 1,8 mL  
Boîte .....631-4751 1@ \$47.50  
20@ \$46.00

### Carbocaine® 3 % - Carestream

Mépipavaïne, cartouches de 1,8 mL  
50 cartouches par boîte

Cannette 1@ \$57.70  
3% sans vasoconstricteur .....221-8006 10@ \$56.75



## PRILOCAÏNE INJECTABLE



### Citanest - Dentsply Canada

Cartouches de 1,8 mL

100 cartouches/boîte  
Boîte 1@ \$82.00  
Citanest Plain - Chlorhydrate de Prilocaine  
4 %, sans vasoconstricteur ..... 120-0062 10@ \$78.90

Boîte 1@ \$82.00  
Citanest Forte - Prilocaine et épinéphrine  
4% 1:200 000 ..... 120-0096 10@ \$78.90

## ANESTHÉSQUES TOPIQUES

### Anesthésique topique Cetacaine - Cetylite

Benzocaine 14 %  
Pour l'anesthésie de toutes les muqueuses accessibles.

Liquide  
Bouteille 14 g .....189-8071 1@ \$34.95

### Polocaine - Dentsply Canada

Chlorhydrate de mépipavaïne, cartouches de 1,8 mL

100 cartouches/boîte  
Boîte 1@ \$83.65  
3% sans vasoconstricteur ..... 120-0542 10@ \$80.30



### Prilocaine injectable - Novocol

Chlorhydrate de prilocaine 4 % avec épinéphrine 1:200 000, cartouches de 1,8 mL

50 cartouches/boîte  
Boîte 1@ \$43.50  
Boîte .....631-3555 20@ \$42.25  
40@ \$40.15

### Gel Denti-Care - Medicom

Benzocaine 18 % et tetracaine 2 %  
7 saveurs excitantes.

Jarre de 28 g 1@ \$11.05  
Gomme à mâcher .....115-0010 3@ \$10.70  
Menthe .....115-0028  
Cerise .....115-0044  
Fraise .....115-0036  
Framboise .....484-1466



## ANESTHÉSQUES TOPIQUES (SUITE)

### Anesthésique topique Hurricaine - Beutlich

20% Benzocaïne

Pour application orale et sur muqueuses



<b>Liquide 1 oz</b>	<b>1@ \$16.60</b>
Cerise .....	129-7787 <b>6@ \$15.75</b>
Pina Colada .....	129-7779
<b>Gel 1 oz</b>	<b>1@ \$16.60</b>
Cerise .....	129-8272
Menthe .....	129-8256
Pina Colada .....	129-8264
Melon d'eau .....	129-8157
<b>Aérosol</b>	<b>1@ \$41.95</b>
Contenant 2 oz .....	129-8504 <b>6@ \$40.25</b>



### Gel "One Touch" - Worldwide

Gel anesthésique topique entraînant l'anesthésie des tissus muqueux dans les 30 secondes suivant l'application. Offert dans un contenant unique éliminant les pertes et les risques de contamination croisée.

Jarre de 0,88 oz/25 g

Menthe glacée .....	764-7019	<b>1@ \$22.85</b>
Glacé à la fraise .....	764-7027	<b>1@ \$22.85</b>
Gomme à bulles .....	764-7266	<b>1@ \$24.15</b>
Cerise .....	764-7282	<b>1@ \$24.15</b>



### Topex - Sultan Dental

Benzocaïne 20%

Action rapide, sans absorption générale et sans arrière-goût amer.

<b>Gel en contenant de 1 oz</b>	<b>1@ \$10.80</b>
Cerise .....	666-5467 <b>6@ \$10.40</b>
Menthe .....	666-5475
Pina Colada .....	666-5491
Gomme à bulles .....	666-5335
Fraise .....	666-5350



### Topex<sup>MC</sup> - Premier<sup>®</sup>

Gel anesthésique topique

Court délai d'action de 10 sec. et des saveurs que les patients apprécieront.

**Gel en pompe 43 g** **1@ \$55.09**

**Paquet de 3**

Cerise .....	585-7271
Framboise .....	585-7289
Saveurs assorties .....	585-7263



### Xylonor - Septodont

Lidocaïne avec cétrimonium

Pour application orale et sur muqueuses

<b>Aérosol, saveur de menthe verte</b>	<b>1@ \$59.00</b>
Bouteille de 36 g .....	631-4900 <b>6@ \$57.50</b>
<b>Embouts applicateurs</b>	
Chacun .....	631-4918 <b>1@ \$4.70</b>



### Gel anesthésique topique Xylonor - Septodont

Lidocaïne 5 % avec cétrimonium sous forme de gel

Pour application buccale et muqueuse.

Vaporisateur, saveur de menthe verte

Tube 15 g .....
 631-4892 **1@ \$13.40** |

## AIGUILLES - EMBASE DE MÉTAL



### Aiguilles #401 - Monoject<sup>®</sup>

Collet métallique, à usage unique, chromocodées

100 aiguilles par boîte.

Calibre	Boîte	1@ \$16.95
25 courtes (rouge) .....	632-7019	<b>10@ \$16.25</b>
25 longues (rouge) .....	632-7027	<b>20@ \$15.25</b>
27 courtes (jaune) .....	632-7035	
27 longues (jaune) .....	632-7043	
Calibre	Boîte	1@ \$16.95
30 très courtes (bleu) .....	632-7084	<b>10@ \$16.25</b>
30 courtes (bleu) .....	632-7076	<b>20@ \$15.75</b>

## AIGUILLES – EMBASE DE PLASTIQUE

### PATTERSON

#### Aiguilles à usage unique

##### Embase de plastique

Aiguilles à embase de plastique à usage unique avec indicateur de biseau. L'embase de plastique Patterson n'endommagera pas les embouts de seringue. Pré-filetées pour une fixation droite et aisée à la seringue.

100 aiguilles par boîte

Boîte 1@ \$15.75  
10@ \$15.00

##### Calibre 25

Courtes, rose, 25 mm ..... 085-5510

Longues, rouge, 35 mm .... 085-5528

##### Calibre 27

Courtes, orange, 25 mm ... 085-5536

Longues, jaune, 35 mm ..... 085-5544

##### Calibre 30

Courtes, bleu, 25 mm ..... 085-5569

Très courtes, mauve, 10 mm 085-5551



#### Aiguilles Accuject – Dentsply

Collet de plastique, à usage unique

- Point rouge indiquant la position du biseau de l'aiguille.
- Même lorsque l'extrémité de l'aiguille est enfoncée sous la ligne de gencive, le point rouge indique la position du biseau de l'aiguille.
- Canule siliconée assurant une pénétration sans douleur.

100/boîte 1@ \$19.50  
10@ \$18.95

Calibre 25 courtes ..... 119-9587

Calibre 25 longues ..... 119-9595

Calibre 27 courtes ..... 119-9603

Calibre 27 longues ..... 119-9512

Calibre 30 courtes ..... 119-9520

Calibre 30 très courtes .. 119-9538



## AIGUILLES – TYPE LUER

#### Aiguilles Luer Lock – Becton Dickinson

Collet de plastique, à usage unique

100 aiguilles par boîte.

Boîte

30 x 1/2" ..... 130-2322 1@ \$11.80

30 x 1" ..... 130-2314 1@ \$11.80

27 x 1 1/4" ..... 130-2363 1@ \$11.05



#### Aiguilles type Luer #200 – Monoject®

Collet métallique, à usage unique

100 aiguilles par boîte.

Boîte

1@ \$35.65

Calibre 25 courtes ..... 632-3133

Calibre 25 longues .... 632-3117

Calibre 27 courtes ..... 632-3141

Calibre 27 longues .... 632-3125



#### Aiguilles type Luer n° 250 Monoject®

Collet de plastique, à usage unique

100 aiguilles par boîte.

Boîte

1@ \$22.60

25 x 3/8" ..... 632-2739 10@ \$21.35

25 x 1" ..... 632-2861

25 x 1 1/2" ..... 632-2879

30 x 3/4" ..... 632-2887

#### Aiguilles #400 – Monoject

Collet de plastique, à usage unique, chromocodées

100 aiguilles par boîte.

Calibre Boîte 1@ \$17.25

25 courtes (rouge) .... 632-4099 10@ \$16.75

25 longues (rouge) .... 632-4107 20@ \$16.25

27 courtes (jaune) .... 632-4115

27 longues (jaune) .... 632-4123

Calibre Boîte 1@ \$17.95

30 très courtes (bleu) .. 632-4172 10@ \$16.95

30 courtes (bleu) ..... 632-4156 1@ \$17.95

10@ \$16.95



#### Aiguilles Septoject – Septodont

Collet de plastique, à usage unique, chromocodées

Avec indicateur biseauté et extrémité arrière plus courte (11 mm). Chaque embout possède une rainure supplémentaire afin de solidifier l'aiguille.

100 aiguilles par boîte.

Boîte

25 longues (rouge) ..... 631-3282 1@ \$14.30

27 courtes (orange) .... 631-3256 20@ \$14.00

27 longues (jaune) ..... 631-3274

30 x-courtes (mauve) ..... 631-3332 1@ \$14.30

30 courtes (bleu) ..... 631-3324 10@ \$14.00



#### Aiguilles Septoject XL – Septodont

Collet de plastique, à usage unique, chromocodées

Avec indicateur de biseau et ouverture agrandie pour réduire l'inconfort.

100 aiguilles par boîte.

Boîte

Calibre 27 courtes ..... 631-3423 1@ \$14.30

Calibre 27 longues ..... 631-3431 20@ \$14.00

Calibre 30 très courtes .... 631-3407 1@ \$14.30

Calibre 30 courtes ..... 631-3415 10@ \$14.00



## AIGUILLES DE SPÉCIALITÉS

#### Ensemble de départ X-Tip – Dentsply Maillefer

- Manchon guide en forme d'entonnoir éliminant la difficulté d'enlèvement.
- Sans douleur : confort accru du patient.
- Ne nécessite aucun équipement particulier. L'ensemble comprend : 10 X-Tips, 10 aiguilles anesthésiques très courtes, vidéo présentant la technique et manuel d'instructions.

Ensemble ..... 569-1001 1@ \$51.45

#### Ensemble de recharges

Comprend 50 ensembles de 10 X-Tips

Chaque ..... 569-1019 1@ \$170.95



## SERINGUES/AIGUILLES DE SÉCURITÉ



### Seringues dentaires à injecteur n° 418 – Monoject Seringues et aiguilles

Stériles, unités d'injection à usage unique constituées du cylindre de la seringue et de l'aiguille. Deux pistons à bride pour les doigts réutilisables et embout d'aspiration. Convient pour toutes les cartouches de 1,8 mL.

100 seringues par boîte.

Calibre	Boîte	1@ \$47.95
25 courtes (rouge).....	632-9312	
25 longues (rouge).....	632-9346	
27 courtes (jaune).....	632-9353	
27 longues (jaune).....	632-9361	



### Ultra Safety Plus XL – Septodont Le système de protection d'injection avec ouverture agrandie et indicateur de biseau.

Seringues/aiguilles sécuritaires à usage unique avec manche auto-aspirant autoclavable.

100 seringues/aiguilles par boîte.

Boîte	1@ \$39.70	5@ \$38.75	10@ \$37.70
25 Longues (Rouge).....	631-4587		
27 Longues (Jaune).....	631-4553		
27 Courtes (Orange) ..	631-4546		
30 Courtes (Bleu) .....	631-4561		
30 Très courtes (Mauve)	631-4579		

## SERINGUES ASPIRANTES



### Aspiject® – Septodont

Construction d'acier inoxydable et de polymère d'avant-garde permettant une stérilisation à un maximum de 200° Celsius. Garantie de 5 ans.

Avec anneau .....	631-2003	1@ \$146.95
Sans anneau .....	631-2029	1@ \$146.95

## PATTERSON



### Seringue aspirante type "A"

Pour cartouches 1,8mL

Chacune .....	089-9773	1@ \$23.05
		3@ \$22.20

### Harpon pour type "A"

Chacun.....	089-9807	1@ \$8.80
-------------	----------	-----------



### Seringue aspirante type "C-W"

Pour cartouches 1,8 mL

Chacune .....	089-9765	1@ \$23.05
		3@ \$22.20

### Harpon pour type "C-W"

Chacun.....	089-9757	1@ \$4.35
-------------	----------	-----------



### Seringue aspirante – Carestream

Pour cartouche 1,8 mL

Chacune .....	222-4228	1@ \$58.95
---------------	----------	------------



### Seringue autoaspirante – Miltex

Chrome, type "Astra"

Chacune .....	500-1995	1@ \$68.60
		6@ \$67.55

### Petite seringue dentaire aspirante – Septodont

Conçue pour les dentistes et hygiénistes ayant de petites mains. Conception compacte offrant un anneau pour le pouce et une prise pour le doigt de dimension réduite ainsi qu'un piston plus court vous offrant un meilleur contrôle et un confort amélioré au moment d'aspirer.

Pour seringues dentaires standards de 1,7 mL et de 1,8 mL.

Chacune .....	631-4520	1@ \$49.80
---------------	----------	------------



### Seringue dentaire aspirante standard – Septodont

Légère, durable et exempte de pièces amovibles. Dotée d'un grand anneau pour le pouce, elle offre un piston de longueur standard pour un confort amélioré.

Pour seringues dentaires standards de 1,7 mL et de 1,8 mL.

Chacune .....	631-4512	1@ \$49.80
---------------	----------	------------

### Seringues autoaspirantes – Septodont

Pour cartouches dentaires standards de 1,7 mL et 1,8 mL



La seringue autoaspirante standard (verte) est dotée d'un grand anneau et offre un cylindre de longueur standard pour un confort accru.

Chacune .....	631-4629	1@ \$48.60
		6@ \$47.45



La seringue autoaspirante Petite (bronze) est conçue pour les dentistes et les hygiénistes ayant de petites mains. Design compact offrant un anneau plus petit et un piston plus court.

Chacune .....	631-4611	1@ \$48.60
		6@ \$47.45

## SERINGUES INTRALIGAMENTAIRES



### Seringue Citoject – Heraeus Kulzer

Sans pénétration des tissus mous, permet l'anesthésie d'une seule dent à la fois, conception unique de la seringue contribuant à calmer les craintes des patients.

Chacune .....	236-1350	1@ \$828.80
---------------	----------	-------------

### Barillet – Heraeus Kulzer

Angulé

Chacun .....	236-1376	1@ \$126.00
--------------	----------	-------------

Droit

Chacun.....	236-1368	
-------------	----------	--

### Gaine de protection – Heraeus Kulzer

Chacune .....	236-1384	1@ \$9.60
---------------	----------	-----------



## Seringue N-tralig - Miltex

Pour cartouches 1,8 mL

Convient tant aux aiguilles à usage unique de calibre 30 courtes qu'aux très courtes ainsi qu'aux cartouches standards de 1,8 mL.

Chacune .....498-1593 1@ \$325.50

Embout adaptateur 30° 1@ \$37.45

Chacun.....498-1619

Barillet 2 B - Miltex 1@ \$33.55

Chacun.....498-1585

Capuchon pour barillet 1@ \$11.65

Chacun.....498-1601



## Paroject® - Septodont

Design compact et fonctionnel. Fabriquée en acier inoxydable de qualité supérieure. Stérilisation avec toutes les méthodes. Facile à manipuler dans toutes les situations.

Chacune .....631-3373 1@ \$286.60

## SERINGUES DE SPÉCIALITÉS



## Seringue Comfort Control™ - Dentsply

Le SCC est un système de livraison électronique préprogrammé pour anesthésie locale distribuant l'anesthésique plus lentement et efficacement qu'une seringue manuelle.

- Taux d'injection préprogrammé
- Pièces à usage unique peu dispendieuses
- Utilise des aiguilles dentaires standards
- Cartouche facilement visible
- Contrôle du bout des doigts
- Lecture numérique, informe sur le taux, la quantité et le temps écoulé
- Injection lente et contrôlée d'anesthésie

Chacun.....042-8979 1@ \$2 212.15

### Gaines pour cartouches

Boîte de 50.....491-2515 1@ \$39.25

3@ \$38.05



## Injecteur sans aiguille Syrijet - National Keystone

- Assure une anesthésie fiable, élimine les appréhensions du patient, nécessite moins de temps et est pratiquement sans effort.
- Tête coussinée permettant une approximation du site d'injection pour un confort accru du patient.
- Dosage ajustable : de 0,01 à 0,20 cc.
- Instrument et capuchon de caoutchouc autoclavables, portés à ébullition ou stérilisés à froid.
- Nettoyage hebdomadaire simple consistant en un rinçage de l'unité à l'aide d'une cartouche d'eau.

### Ensemble Mark II

Comprend : Syrijet Mark II (2200 psi), 2 capuchons de caoutchouc, manuel d'utilisation détaillé.

Chacun.....512-5802 1@ \$ 3 119.20

### Capuchons de caoutchouc de recharge

4/pqt.....512-6826 1@ \$25.70

### Cartouches d'eau

48/pqt.....512-5844 1@ \$70.45

## Vibraject - ITL Dental

Seringue pour anesthésique injectable



Élimine la douleur des injections grâce à la théorie de contrôle du seuil de la douleur. Le moteur alimenté par piles se fixe à une seringue conventionnelle faisant vibrer l'aiguille. Le niveau élevé de vibration de l'aiguille stimule la terminaison nerveuse et bloque la transmission de la sensation de douleur au cerveau.

L'ensemble comprend : 1 moteur, 3 supports à seringue (autoclavables) et 6 piles.

Chacun.....390-5601 1@ \$390.60

### Cartouche moteur

Chacune .....390-5643 1@ \$186.20

### Support pour tube

Chacun.....390-5635 1@ \$59.50

### Supports à pince

3/pqt .....390-5627 1@ \$147.70

### Pile 1,5 V

10/pqt .....390-5619 1@ \$27.20

## CONTENANTS POUR OBJETS TRANCHANTS

### Réceptif à objets tranchants - Sage

Permet l'élimination des aiguilles souillées, des lancettes, des aiguilles à ailettes et des petites seringues.

1 réceptif rouge.

Format 32 oz.....630-2202



1@ \$8.50

6@ \$7.35

TRIANGLE



### Réceptifs pour objets tranchants Pour utilisation avec les unités Triangle

Réceptifs idéaux pour les cliniques à grand volume.

3 gallons rouge avec retire-aiguilles sur le couvercle

Chacun.....632-1053 1@ \$14.25

5 pintes (4,8 L) jaune sans retire-aiguilles

Chacun.....632-1061 1@ \$9.00



### Système de gestion des objets tranchants - Isolyser

Système d'élimination des aiguilles

Réceptif pour la désinfection et le conditionnement des déchets infectieux au lieu d'utilisation.

Capacité de 2,4 litres 1@ \$75.75

Chacun.....390-5007

Capacité de 4,0 litres 1@ \$105.95

Chacun.....390-5015

Capacité de 1 gallon 1@ \$315.50

Chacun.....390-5049

### Réceptif à objets tranchants Bemis - Baxter

Modèle mural



Partie supérieure en forme de cylindre rotatif permettant la manipulation d'une seule main. Fixation à l'aide de supports non visibles.

Jaune

3 pintes.....674-6564

1@ \$8.25

10@ \$7.95

## CONTENANTS POUR OBJETS TRANCHANTS (SUITE)



### Récipient à objets tranchants 3 gallons - Triangle

Récipient d'une capacité de 3 gallons idéal pour les cliniques à grand volume. Couverture à double utilité avec retire-aiguille. Pour utilisation avec les unités Triangle. 3 gallons, rouge.

Chacun.....678-0936 1@ \$14.30  
9@ \$13.95

### Récipient à objets tranchants - Monoject Système d'élimination des aiguilles



Récipient antiperforation en plastique moulé conçu pour la collecte sécuritaire des aiguilles, des scalpels, des fioles de médicaments, etc. Autoclavable. Rouge.

Grand  
11" x 6 1/2" x 18" .....632-1053 1@ \$14.25

Moyen  
11" x 6 1/2" x 11" .....632-1061 1@ \$9.00

Petit  
11" x 6 1/2" x 7" .....632-1079 1@ \$7.20

Format plateau  
1,1 pinte .....632-1129 1@ \$5.35

Support mural pour grand récipient  
Chacun.....632-1095 1@ \$14.10



### Récipient à objets tranchants - Becton Dickinson À utilisations multiples

Ces récipients à objets tranchants à chute verticale et à insertion de la pointe d'abord sont pratiques, robustes, préassemblés et sont munis d'une vanne de retenue en forme d'entonnoir afin de prévenir les piqûres accidentelles et le remplissage excessif.

Entonnoir régulier, jaune  
1.4 L .....130-3908 1@ \$4.95  
10@ \$4.55

3.1 L .....130-3916 1@ \$6.65  
10@ \$6.35

## PROTECTEURS D'AIGUILLES

Dispositifs de prévention des piqûres d'aiguilles  
**Aim-Safe - Septodont**  
*Prévention des piqûres accidentelles d'aiguilles*

Autoclaves jusqu'à 134 °C/450 °F.  
Réutilisables, faits de caoutchouc à haute densité. Protègent les doigts lors de la remise de la gaine protectrice de l'aiguille. Préviennent la contamination croisée.  
Paquet de 4.....631-1690 1@ \$31.75



### Captor Deluxe - Hager Worldwide

*Dispositif de pose de capuchon*

- Réduisez les risques de piqûres accidentelles grâce à ce dispositif de pose de capuchon d'une main.
  - Mécanisme de verrouillage maintenant solidement le capuchon de l'aiguille.
  - Acier inoxydable de grande qualité.
- Chacun.....774-9005 1@ \$76.90



### Protecteur de piqûres d'aiguilles Jenker - ASH/Dentsply

*Prévention des piqûres accidentelles d'aiguilles*

Retient fermement la gaine protectrice lors de la remise en place de l'aiguille dans la gaine. Préviend la contamination croisée. Acier inoxydable. Peut être stérilisé. Peut être utilisé avec la plupart des aiguilles.  
Chacun.....118-1908 1@ \$68.50  
3@ \$66.50



### Dispositif de pose capuchon - Zirc

Dispositif permettant l'enlèvement et la remise du capuchon d'une aiguille à une seule main. La base du dispositif est maintenue en place sur une surface plane à l'aide de bandes adhésives. Le tube du dispositif de pose de bouchon est stérilisable en autoclave.  
Chacun (STD) .....771-6608 1@ \$20.90  
(comprend la base, 1 tube et l'adhésif)



### Protecteurs d'aiguilles ProTector - Cottrell

*Protecteurs d'aiguilles/gaines*

Ces protecteurs d'aiguille à usage unique sont conçus pour faciliter la remise du capuchon à l'aide d'une seule main.

Boîte de 100.....226-4273 1@ \$20.95

### VibraShield<sup>MC</sup> - ITL Dental

*Dispositif de pose de capuchon*

- Une solution simple et économique pour la pose de capuchons.
- Grand format offrant une protection plus qu'adéquate au moment de mettre le capuchon sur l'aiguille. Peut aussi servir de support pour la seringue, lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Convient à la plupart des aiguilles dentaires à usage unique.

30/pqt .....390-5650 1@ \$29.90



## DIVERS

### Distributeur de cartouches chauffant - Premier Chauffe-anesthésique

Contient jusqu'à 60 cartouches d'anesthésique. Les cartouches sont distribuées individuellement. Chauffe de façon sécuritaire les anesthésiques locaux à une température légèrement au-dessus de celle du corps.

Chacun.....044-8100 1@ \$93.05



### Ensemble NeedleZap - American Health & Safety Products, Inc.

Petit dispositif portatif désintégrant et mettant hors d'état les aiguilles et autres objets tranchants.

Comprend : unité NeedleZap, pile rechargeable et chargeur c.a.  
Chacun .....104-7000 1@ \$251.95



Ensemble de nettoyage  
10/Pqt .....104-7018 1@ \$8.70

## INDICATIONS D'EMPLOI

Action régulière, rapide	Marque	Infiltration	Blocage	Durée sur les tissus mous	Dose maximale	Dose par cartouche	Nb. de cartouches
Prilocaine HCl injectable USP, 4 % régulière	Citanest régulier (Dentsply)	10 à 20 minutes	45 à 65 minutes	2 heures	600 mg 4 mg/lb	72 mg	8
Mépi­vacaine HCl injectable USP, 3 % régulière	Scandonest 3% (Septodont) Carbocaine (Carestream) Polocaine (Dentsply)	20 à 30 minutes	34 à 45 minutes	2 à 3 heures	400 mg 3,0 mg/lb	54 mg	7

Action intermédiaire avec vasoconstricteur	Marque	Infiltration	Blocage	Durée sur les tissus mous	Dose maximale	Dose par cartouche	Nb. de cartouches
Articaine HCl avec épi­néphrine injectable USP, 4 % 1:100 000	Septanest (Septodont) Zorcaine (Carestream)	60 minutes	Jusqu'à 120 minutes	2 à 2 1/2 heures	500 mg 3,2 mg/lb	68 mg	7
Articaine HCl avec épi­néphrine injectable USP, 4 % 1:200 000	Septocaine (Septodont)	60 minutes	Jusqu'à 120 minutes	2 à 2 1/2 heures	500 mg 3,2 mg/lb	68 mg	7
Lidocaine avec épi­néphrine injectable USP, 2 %, 1:100 000/1:50 000	Lignospan Standard (Septodont) Lignospan fort (Septodont) Lidocaine (Carestream) Xylocaine (Dentsply)	55 à 65 minutes	80 à 90 minutes	2 1/2 à 3 heures	500 mg 3,2 mg/lb	36 mg	13
Mépi­vacaine HCl avec lévonordé­phrine injectable USP, 4 % 1:200 000	Scandonest 2 % (Septodont) Carbocaine (Carestream) Polocaine (Dentsply)	40 à 60 minutes	60 à 90 minutes	2 1/2 à 3 heures	400 mg 3,0 mg/lb	36 mg	11
Prilocaine avec épi­néphrine injectable USP, 4 % 1:200 000	Citanest Forte (Dentsply)	35 à 45 minutes	50 à 70 minutes	2 1/2 à 3 heures	600 mg 4,0 mg/lb	72 mg	8
Action longue durée	Marque	Infiltration	Blocage	Durée / tissus mous	Dose maximale	Dose par cartouche	Nb. de cartouches
Bupivacaine avec Épi­néphrine injectable USP, 0.5% 1:200,000	Vivacaine (Septodont)	Non recommandée	90 à 120 minutes	Jusqu'à 8 heures	90 mg 0,6 mg/lb	9 mg	10

\* Durée moyenne de l'anesthésie de la pulpe et des tissus mous. Les durées moyennes proviennent de documentation publiée.