

# Articulation

## PAPIER À ARTICULER



### PATTERSON

#### Papier à articuler de première qualité

Papier carbone encollé spécial pour une meilleure imprimabilité lors du processus de recouvrement. Feuilles perforées pour un enlèvement aisé.

10 feuilles par livret/14 livrets par boîte  
Bleu mince .....083-0026 1@ \$15.20  
3@ \$13.80

Rouge mince .....083-0042 1@ \$12.25  
3@ \$11.25

12 feuilles par livret/12 livrets par boîte  
Bleu/rouge mince ....083-0067 1@ \$12.25  
3@ \$11.25

10 feuilles par livret/14 livrets par boîte  
Bleu extra-mince .....083-0059 1@ \$12.25  
3@ \$11.25

12 feuilles par livret/6 livrets par boîte  
Bleu/rouge  
« Fer à cheval » .....083-0075 1@ \$16.30  
3@ \$15.15

#### Papier à articuler

Papier épais ou mince non salissant.

12 livrets/boîte  
Bleu mince .....083-8755 1@ \$6.40  
3@ \$5.90

Bleu mince « Plus » ...082-9986 1@ \$16.60  
Bleu épais.....083-8631 1@ \$7.05  
6@ \$6.35

Bleu épais « Plus » .....082-9978 1@ \$15.90  
Rouge/bleu mince ....083-8649 1@ \$6.40  
6@ \$5.90

#### AccuFilm I – Parkell

*Pellicule à articuler à simple face*  
Noir .....550-7041 1@ \$24.85  
Rouge .....550-7082  
Vert .....550-6993



#### AccuFilm II – Parkell

*Pellicule à articuler à double face*  
Rouge/noir .....550-7132 1@ \$36.05  
Noir/noir .....550-7140  
Rouge/rouge .....550-7157

#### AccuFilm IV – Parkell

*Liquide à articuler applicable au pinceau.*  
Chacun .....550-7504 1@ \$76.95



#### Papier à articuler Artico dent – Union Broach

Offert dans un distributeur facile à utiliser  
1@ \$22.20  
6@ \$21.45

Bleu extra-mince .....679-7344  
Bleu mince .....679-7336  
Rouge mince .....679-7351  
Bleu épais .....679-7328

Recharge 25 pieds 1@ \$13.20  
6@ \$12.75

Bleu extra-mince .....679-7500  
Bleu mince .....679-7476  
Rouge mince .....679-7534  
Bleu épais .....679-7443



#### Papier à articuler – Ardent/Whip Mix

Bleu mince de première qualité 1@ \$20.35  
10 bandes par livret/  
14 livrets par boîte .... 114-6745

Bleu XX-mince de première qualité 1@ \$46.80  
10 bandes par livret/  
14 livrets par boîte .... 114-6612

Rouge/rouge  
12 bandes par livret/12 livrets par boîte  
Boîte ..... 114-6752 1@ \$26.60

Rouge/bleu  
12 bandes par livret/12 livrets par boîte  
Boîte ..... 114-6760 1@ \$44.45  
6@ \$43.05



#### Papier à articuler – Pulpdent/Bausch

À utiliser pour réaliser les ajustements fins et pour le marquage plus précis des points de contact sur les obturations, les incrustations, les couronnes et autres restaurations.

Extra-mince 0,0016  
200 bandes/livret 1@ \$19.85  
BK-09 bleu .....589-4761 3@ \$19.35  
BK-10 rouge .....589-4779

Extra-mince 0,0016  
100 feuilles/boîte  
BK-11 bleu .....589-4845 1@ \$34.65  
BK-12 bleu .....589-4852 3@ \$34.45

Rouleaux extra-mince 0,0016 1@ \$12.95  
BK-13 16 mm x 15 m bleu .....589-4571  
BK-14 16 mm x 15 m rouge .....589-4589  
BK-15 22 mm x 10 m bleu .....589-4555  
BK-16 22 mm x 10 m rouge .....589-4563

50 feuilles avec distributeur de plastique  
BK-03 bleu .....589-5255 1@ \$19.25



300 bandes pré coupées avec distributeur de plastique 1@ \$22.05  
3@ \$20.95

BK-01 bleu .....589-5172  
BK-02 rouge .....589-5180  
BK-05 bleu  
Livret perforé .....589-5198

Mince 0,0024  
300 bandes pré coupées avec distributeur de plastique  
BK-61 bleu .....589-5222 1@ \$12.75  
3@ \$11.90  
BK-62 rouge .....589-5230 1@ \$12.75  
3@ \$11.90

Mince 0,0024  
Rouge/bleu, livret de 200  
BK-80 .....589-4886

Mince 0,0024  
150 feuilles semi-circulaires pré coupées avec distributeur de plastique  
BK-81 rouge/bleu .....589-4894 1@ \$35.35

**Accufilm métallique - Coltène/Whaledent-Roeko**

Rouge/noir .....621-1007 1@ \$24.15



**Arti-Fol® - Pulpdent/Bausch**

*Ultra-mince - 8 microns*

20 m dans un distributeur, une face, 22 mm de largeur

BK-20 noir .....589-5362 1@ \$15.40  
 BK-21 rouge .....589-5370  
 BK-22 vert .....589-5388  
 BK-23 bleu .....589-5396  
 BK-29 blanc .....589-5404

**Arti-Fol II - Pulpdent/Bausch**

Pellicule à articuler à double face en mylar.

20 mètres

BK-28 rouge/noir .....589-5487 1@ \$20.75  
 BK-24 noir/noir .....589-5446 3@ \$19.25  
 BK-25 rouge/rouge...589-5453  
 BK-26 vert/vert .....589-5461  
 BK-27 bleu/bleu .....589-5479

Rechange rouge/noir, 20 mètres

BK-1028 .....589-5560 1@ \$16.40



**Arti-Fol métallique - Bausch**

*Pellicule Shimstock*

Pellicule-test faite de polyester métallique.

- Excellent transfert de la couleur.
- Antistatique, il peut ainsi être appliqué facilement, sans l'utilisation de forceps.

20 m, en distributeur, une face, 16 mm de largeur

BK-30 Noir .....589-4217 1@ \$16.05  
 BK-31 Rouge .....589-4225  
 BK-32 Vert .....589-4233  
 BK-33 Bleu .....589-4241

20 m, une face, 8 mm de largeur

BK-35 Rouge .....589-4258 1@ \$16.05



**Soie à articuler - Pulpdent/Bausch**

Rouleaux 0,0032

BK-06 70 mm x 3 m rouge  
 Chacun .....589-4597 1@ \$24.85  
 BK-07 16 mm x 10 m bleu  
 Chacun .....589-4613 1@ \$27.95  
 BK-08 16 mm x 10 m rouge  
 Chacun .....589-4621 1@ \$27.95



**Exacta-Film - Ardent/Whip Mix**

*Ultra-mince, 75 bandes avec distributeur de plastique*

Rouge/noir .....114-6547 1@ \$34.30  
 6@ \$32.20

Noir/noir .....114-6554  
 Rouge/rouge .....114-6562 1@ \$20.55  
 6@ \$18.90

**Soie à articuler Hanel 80µ - Coltène Whaledent**

Soie naturelle de grande qualité. Matériau moyen/fin à transfert de couleur progressif.

- Capacité de traçage excellente
- Très souple

22 mm, 10 m/boîte

Bleu .....621-1155 1@ \$24.75  
 Rouge .....621-1163  
 Vert .....621-1171

**Papier à articuler 200 m Hanel - Coltène/Whaledent**

Pour la première étape de vérification, afin de différencier les zones de pression masticatrice.

- Marquage progressif : le plus faible la pression masticatrice, le plus pâle la marque et vice versa.
- Ajustement occlusal simplifié par le marquage progressif.
- Offert dans une boîte distributrice antistatique pratique.

Rouge  
 300/Boîte .....621-1122 1@ \$25.90  
 Bleu  
 300/Boîte .....621-1130



**Papier à articuler Hanel - Coltène/Whaledent**

*Moyen/fin*

Offert en rouleaux, ou en feuillets de formes I, C et U pour un marquage rapide et précis

- Deux côtés
- Papier à 1 ou 2 couleurs
- Couleurs prononcées pour un bon marquage

**Papier à articuler - 80µ**

Forme en U - bleu/rouge  
 72/boîte .....621-1072 1@ \$17.25

Forme en U - bleu  
 72/boîte .....621-1064 1@ \$15.30

Forme en C - bleu/rouge  
 144/boîte .....621-1098 1@ \$18.20

Forme en C - bleu  
 144/boîte .....621-1080 1@ \$15.10

Forme en I - bleu/rouge  
 144/boîte .....621-1049 1@ \$16.60

Forme en I - bleu  
 144/boîte .....621-1056 1@ \$15.10

**Papier à articuler - 40µ**

Rouge  
 15 m/rouleau .....621-0108 1@ \$12.85

Bleu  
 15 m/rouleau .....621-0116 1@ \$12.85

Forme en U - rouge  
 72/boîte .....621-0124 1@ \$19.45

Forme en U - bleu  
 72/boîte .....621-0132 1@ \$19.55

Forme en I - rouge  
 120/boîte .....621-0140 1@ \$11.00



**Fer à cheval/arcade complète - Ardent/Whip Mix**

Rouge/Beu  
 12 bandes/livret, 6 livrets/boîte  
 300/Boîte .....114-6786 1@ \$50.75

Bleu/Bleu  
 10 bandes/livret, 6 livrets/boîte  
 300/Boîte .....114-6794

## PAPIER À ARTICULER (SUITE)



### Ruban de soie Mada – Almore

Ruban de soie à articuler de 3/4", 18 verges. Idéal pour le marquage des modèles articulés et des prothèses dentaires. Poids d'encre n° 40, offert en rouge, vert et bleu.

Bleu.....	105-4881	1@ \$27.40
Rouge.....	105-4899	
Vert.....	105-4907	



### PROGRESS 100® – Bausch

Papier à articuler avec transfert de couleur progressif 100 µ

- Papier renforcé de fibre s'adaptant parfaitement aux surfaces occlusales.
- Le Transculase améliore la détection des points élevés sur les surfaces difficiles à localiser comme les métaux hautement polis et la céramique.
- Propriétés hydrophiles rendant avantageuse l'utilisation sur les surfaces occlusales humides.

#### Livrets

100 bandes/boîte		
Bleu.....	589-8648	1@ \$12.85
Rouge.....	589-8655	

#### Distributeur fer à cheval

50 feuilles/distributeur		
Bleu.....	589-8606	1@ \$18.20
Rouge.....	589-8614	3@ \$16.80

#### Distributeur en plastique

300 bandes/distributeur		
Bleu.....	589-8564	1@ \$25.35
Rouge.....	589-8572	3@ \$23.95



### Papier à articuler Surgident – Heraeus Kulzer

Semi-circulaire – rouge/bleu	1@ \$44.10
6 tablettes/boîte .....214-8500	3@ \$42.70
Courbé – rouge/bleu	1@ \$30.10
6 tablettes/boîte .....214-8518	3@ \$29.35

## INDICATEURS DE PRESSION ET D'OCCLUSION



### Arti-Spot® – Pulpdent/Bausch

Indicateur de points de contact

Un colorant de contact pour vérifier l'exactitude d'ajustement des couronnes, incrustations, onlays, couronnes télescopiques et crochets et les frictions de surface.

15 mL		
BK-85 blanc.....	589-5297	1@ \$27.30
BK-86 rouge.....	589-5305	
BK-87 bleu.....	589-5313	

### Feuillet métallique pour pression Hanel 12µ – Coltène Whaledent

Les feuilles métalliques sans sont très résistants à la déchirure tout en étant flexibles. Ils sont très minces et le transfert précis de couleur garantit les meilleurs marquages sur les points élevés.

1 côté, 22 mm, 25 m/boîte		
Noir.....	621-1510	1@ \$22.30
Rouge.....	621-1528	
Vert.....	621-1536	
Bleu.....	621-1544	

1 côté, 80 mm, 25 m/boîte		
Noir.....	621-1338	1@ \$34.45
Rouge.....	621-1346	
Vert.....	621-1353	
Bleu.....	621-1361	

2 côtés, 22 mm, 25 m/boîte		
Noir.....	621-1403	1@ \$24.15
Rouge.....	621-1411	
Vert.....	621-1429	
Bleu.....	621-1437	

2 côtés, 80 mm, 25m/boîte		
Noir.....	621-1460	1@ \$44.80
Rouge.....	621-1478	
Vert.....	621-1486	
Bleu.....	621-1494	



### Arti-Spray® – Pulpdent/Bausch

Aérosol d'occlusion

Colorant indicateur universel pour vérifier les contacts occlusaux et l'exactitude d'ajustement des couronnes et ponts.

- Facile à appliquer
- Laisse une mince pellicule de couleur qui peut facilement être enlevée avec de l'eau
- Ne laisse aucune trace de résidu

75 mL		
BK-285 blanc.....	589-3813	1@ \$28.70
BK-286 rouge.....	589-3821	3@ \$26.95
BK-287 bleu.....	589-3839	
BK-288 vert.....	589-3847	

#### Embouts applicateurs précurvés

Boîte de 50.....	589-6063	1@ \$13.40
------------------	----------	------------

### Applicateurs de transfert de couleurs Dr. Great Plains Dental Products



Transfert de couleur à partir des zones imbricables sous les prothèses complètes, partielles, etc.  
Paquet .....346-0045 1@ \$16.45



### Fit Checker – GC America

Indicateur de points d'occlusion

Matériau de silicone sans goût ni odeur formant une pellicule solide ultrafine permettant de détecter les surfaces proéminentes et les points de pression. Prise rapide et facilité d'emploi.

Se pèle pour laisser la surface propre, sans résidus.

#### Emballage standard

Comprend : 1 tube de chaque base (80 g) et catalyseur (20 g), retardateur, blocs de mélange.		
Paquet.....	326-2300	1@ \$105.35 3@ \$102.00



**Cartouche Fit Checker II NDS – GC America**

*Matériau de vérification de l'ajustement*

- Temps de travail supérieur
- Excellente fluidité
- Très facile à utiliser

**Emballage standard**

Comprend : 2 cartouches de 56 g (48 ml), 8 embouts mélangeurs II SS.

Paquet .....326-2342 1@ \$105.35

**Flexible Clearance Guide<sup>mc</sup> – Kerr Lab**

Onglets thermoplastiques souples servant à mesurer l'espace libre entre le modèle de cire ou de plâtre et les modèles opposés pour déterminer l'épaisseur de la facette prothétique. Les six épaisseurs d'onglets sont : 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 et 3.0.

Paquet de 2.....131-4459 1@ \$37.60



**Flexible Clearance Kerr Lab**

Onglets individuels jetables intrabuccale de l'espace libre des préparations en cabinet dentaire. Offerts en trois épaisseurs, chromocodés. Rouleau de 30 ongles par boîte.

Rose, 1.0 mm .....131-4517 1@ \$38.15

Vert, 1.5 mm .....131-4525

Bleu, 2.0 mm.....131-4533

**Indicateur en pâte High Spot – Cadco**

*Indicateur en pâte pour prothèses dentaires*

Utilisé pour situer les zones de pression sur les nouvelles prothèses dentaires ou sur les prothèses regarnies. Saveur de menthe.

Bocal de 2 oz .....162-0368 1@ \$39.55



**Hydratant en atomiseur High SpotX – Cadco**

*À utiliser avec la pâte High Spot*

À utiliser pour faciliter l'enlèvement de la pâte High Spot.

Bouteille de 4 oz .....162-0384 1@ \$17.25

www.pattersondentaire.ca

**Pâte indicatrice pour prothèse Hydent – Pascal**

*En format aérosol*

Saveur de menthe. 26 g chacun.....555-4357



1@ \$23.40

2@ \$22.35

**Indicateur en aérosol Occl Pascal**

*Poudre aérosol*

Pour indication de l'articulé dentaire 180 applications par cannette.

Cannette de 23 g

Rouge .....555-6840 1@ \$23.40

Vert .....555-6865 2@ \$22.35



**Occlusal Indicator – K Calibre 20**

À utiliser pour détecter les zones occlusales prématurées. Comprend 180 bandes et 1 crayon.



Paquet .....429-8691

1@ \$91.15

3@ \$89.80

**Bandes d'enregistrement de l'occlusion – Artus**

*Épaisses, plastique*

Dimensions des bandes: 2" x 3/8", épaisseur: 0,0005"

300 bandes/boîte.....115-7098 1@ \$22.40

**Pâte indicatrice de pression (PIP) Mizzy**

*Blanche*

Pâte de silicone utilisée pour la fabrication de couronnes, des ponts, des prothèses dentaires, des prothèses partielles provisoires pour identifier les zones d'inconfort d'une prothèse dentaire.



Avec nettoyeur PIP 1@ \$45.65

Bocal de 1¼ oz .....512-2411 3@ \$44.10

Bocal de 2¼ oz .....512-2908 1@ \$69.95

3@ \$67.90

Sans nettoyeur PIP 1@ \$212.75

Bocal de 8oz .....512-3393

Brosse pour PIP 1@ \$12.90

Paquet de 12 .....512-3427

**Pâte indicatrice de pression (PIP) en vaporisateur – Mizzy**

*Saveur de menthe*

Agent mouillant à vaporiser sur les dents et les tissus mous. Permet d'obtenir une surface lisse, efficace et sans bulles avec tous les types de matériaux à empreintes. À utiliser pour rincer et éliminer la salive visqueuse.

Bouteille de 4 oz .....512-3450 1@ \$20.75

**Feuillets occlusaux SH Almora**

La toute dernière méthode pour vérifier l'occlusion. Épaisseur: 8 microns, longueur: 5 mètres, largeur: 8 mm.

Paquet .....105-4766 1@ \$21.95



**Feuillets occlusaux Shimstock – Coltène/Whaledent-Roeko**

La toute dernière méthode pour vérifier l'occlusion. Épaisseur: 8 microns, longueur: 5 mètres, largeur: 8 mm.

Paquet .....621-1304 1@ \$26.75

**PINCES POUR PAPIER À ARTICULATION**



**PATTERSON**

**Pincettes pour papier à articuler**

Qualité élevée, acier inoxydable, bouts striés

Chacune .....083-8789 1@ \$40.40

Standard 3@ \$39.05

Chacune .....083-8748 1@ \$9.90

3@ \$9.40

**E-Z Hold Pincettes pour papier à articuler – Dentspy Canada**

*À usage unique*

100/boîte .....462-1504 1@ \$24.60



**Pincettes pour papier à articuler – Hu-Friedy**

Chacune .....367-8398 1@ \$36.40



**Pincettes pour Arti-Fol – Pulpdent/Bausch**

Acier inoxydable, stérilisable

Chacune .....589-2856 1@ \$53.90

3@ \$51.80

**Pincettes pour papier à articuler "Hold Tight" – Ardent/Whip Mix**

*À usage unique*

Sac de 100 .....114-6737 1@ \$20.95

