


Matériaux pour matrices

MATRICES ET PORTE-MATRICES

PATTERSON



Matrices Tofflemire

Acier inoxydable

Ces bandes préfaçonnées sont plus faciles à former pour offrir un excellent contact proximal. Fini miroir facilitant le retrait.

12/pqt	1@ \$1.20
#1 calibre: .0015088-6614	10@ \$1.05
#2 calibre: .0015088-6622	
#3 calibre: .0015088-6630	
#13 calibre: .0015088-6648	
#1 calibre: .002088-6655	
#2 calibre: .002088-6663	
#3 calibre: .002088-6671	
#13 calibre: .002088-6689	

Porte-matrice Tofflemire

Acier inoxydable

Ce porte-matrice en acier inoxydable est facile à ajuster et fournit une prise efficace. L'ensemble comprend un porte-matrice et un assortiment de douze bandes.

Ensemble	1@ \$14.80
Universel.....088-6515	3@ \$14.25
Contre-angle.....088-6523	
Contre-angle junior...088-6531	

AutoMatrix™ - Dentsply/Caulk

Système de matrices sans porte-matrice

Pour utilisation dans les restaurations postérieures

Emballage de lancement

Comprend: 24 bandes moyennes régulières, 24 bandes étroites régulières, 24 bandes larges régulières, 24 bandes minces moyennes, 1 instrument de tension Automate Dual Torque et 1 "Snipper".

Paquet 168-7680 **1@ \$520.00**

Rechange de bandes AutoMatrix 72/pqt; Minces moyennes **1@ \$70.50**
 3@ \$68.25

1/4" x .0015" 168-8209

Minces régulières
 3/16" x .002" 168-8233

Moyennes régulières
 1/4" x .002" 168-8266

Larges régulières
 5/16" x .002" 168-8290

AutoMatrix™ - Dentsply/Caulk

Accessoires pour matrices transparentes sans porte-matrice

Instrument de tension AUTOMATE™ III
 Chacun..... 168-5155 **1@ \$349.95**

"Snippers"
 Chacun..... 168-9769 **1@ \$170.00**

Tige supplémentaire assemblée
 Chacune 168-9777 **1@ \$94.00**

Matrices de métal façonnées - Premier

30/pqt
 0,035 mm570-9399 **1@ \$29.90**

Bandes matrices Cure-Thru™ - Premier

Mylar
 100/pqt **1@ \$107.75**
 Prémolaires580-6823
 Molaires.....580-6815

Composi-Tight™ 3D - Garrison Dental

Les systèmes de matrices sectionnelles sont imbattables pour obtenir des contacts fiables sur les restaurations composites postérieures et Composi-Tight établit une nouvelle norme à cet effet. Avec Composi-Tight 3D, vous pouvez désormais obtenir un ajustement facile et rapide ainsi que des contacts anatomiques, et ce, grâce à une technique facile à maîtriser! Les bandes sont façonnées en trois dimensions afin d'offrir un contact précis à la hauteur de contact naturelle de la dent. La bande présente une épaisseur de 0,0013" (30 µm).

Trousse 3D avec pinces (3DK2)
 Trousse.....326-6947 **1@ \$409.20**

Comprend : 3 anneaux Soft Face, 2 G-Ring Thin Tine, 50 bandes pour prémolaires, 25 petites bandes allongées, 50 bandes moyennes pour molaires, 50 bandes pour molaires, 25 bandes allongées pour molaires et des pinces spécialement conçues pour la mise en place des anneaux.

Trousse 3D
 Trousse (3DK1)326-6970 **1@ \$409.20**

Comprend : 3 anneaux Soft Face, 2 G-Ring Thin Tine, 50 bandes pour prémolaires, 25 petites bandes allongées, 50 bandes moyennes pour molaires, 50 bandes pour molaires, 25 bandes allongées pour molaires.

Recharges de bandes matrices

M050 3,2 mm, pédiatriques avec rallonge
 50/paquet326-7127 **1@ \$68.35**

M100 3,8 mm, prémolaires
 100/paquet326-7135 **1@ \$68.35**

M150 3,8 mm, prémolaires avec rallonge
 50/paquet326-7143 **1@ \$68.35**

M175 5,5 mm, molaires
 100/paquet326-7150 **1@ \$68.35**

M200 6,4 mm, molaires
 50/paquet326-7168 **1@ \$68.35**

M300 6,4 mm, molaires avec rallonge
 50/paquet326-7176 **1@ \$68.35**

Soft-Face 3D Ring (3D500)
 2/paquet326-6996 **1@ \$136.15**

3D G-Ring Thin Tine (3D400)
 3/paquet326-6988 **1@ \$85.80**

Pinces de mise en place des anneaux (AUMRDF-100)
 Chacune326-6152 **1@ \$80.85**

Bandes matrices façonnées Getz[™] – Waterpik

Bandes préfaçonnées faites d'acier inoxydable hautement résistant à la traction. Ne se déchireront pas sous la tension.

50/pqt		
.002 régulières	336-7315	1@ \$56.85
.0015 ultra minces	336-7323	



Trousse de lancement de matrices Contact – Danville

Trousse clinique.....236-3588 1@ \$146.55
Comprend: 3 anneaux intérieurs et 3 anneaux extérieurs, 100 petites matrices Thin-Flex, 100 grandes matrices Thin-Flex.

Ensemble principal.....236-3570 1@ \$281.10

Comprend: trousse clinique, 1 porte-anneau, 1 pince pour anneaux.

Rechange anneaux Contact

Comprend: 1 intérieur et 1 extérieur.
Chacun.....236-3620 1@ \$27.65

Matrices Thin-Flex

100/pqt
Petites.....236-2218 1@ \$51.45
Grandes.....236-2226 3@ \$49.50



Bandes Ho – Young

Épaisseur: .001

Bandes matrices Tofflemire

Régulières, 100/boîte

#1	472-2716	1@ \$42.80
#2	472-2724	
#13	472-2732	

« Dead Soft »

#1	472-2781	1@ \$47.55
#2	472-2799	
#13	472-2807	



OptraMatrix – Ivoclar Vivadent

Matrices amincies

Rechanges, 50/Pqt.....1 @ \$40.30

Molaires

(Mod-Univ.).....714-1526

(I + III + D/II + IV M).....714-1534

(I + III + M/II + IV D).....714-1542

Prémolaires

(Mod-Univ.).....714-1559

(I + III + D/II + IV M).....714-1567

(I + III + M/II + IV D).....714-1575



Porte-matrice Tofflemire II ORIGINAL – Waterpik


Acier inoxydable poli

- Se serre et se desserre facilement
- Surface lisse et propre exempte d'imperfection et d'extrémités acérées.
- Modèle contre-angle pouvant être utilisé tant de façon buccale que linguale.

Emballage ne contenant que le porte-matrice, sans bande.

Universel.....336-5921 1@ \$31.25

Contre-angle.....336-5954



1 2 3 11 13 14 15

Bandes matrices Tofflemire ORIGINAL[™] – Waterpik

Acier inoxydable

36/pqt 1@ \$6.75

#1 universelle

calibre: .0015.....336-6028

#2 MOD large

calibre .0015.....336-6044

#3 MOD étroite

calibre .0015.....336-6069

#13 pédo. universelle

calibre .0015.....336-6093

#14 pédo. MOD étroite

calibre .0015.....336-6127

#15 pédo. MOD large

calibre .0015.....336-6135

#1 universelle

calibre .002.....336-6010

#2 MOD large

calibre .002.....336-6036

#13 pédo. universelle

calibre .002.....336-6085



Anneaux Bi-Tine – Dentsply Caulk

Système de matrices sectionnelles

Pour la séparation délicate durant la préparation de cavité.

Trousse principale Palodent[™]

Comprend: 100 matrices standards Palodent, 50 mini-matrices, 50 matrices Palodent-Plus, 4 anneaux originaux BiTine et 2 anneaux BiTine II. Mode d'emploi inclus. Démonstration de 9 minutes sur vidéocassette aussi offerte.

Ensemble sans vidéocassette549-3721 1@ \$174.00

Rechanges de matrice Palodent[™]

Matrices Palodent[™] de taille standard pour la plupart des restaurations postérieures.

100/pqt549-3655 1@ \$55.15

Mini-matrices Palodent[™]

Des matrices plus petites pour les espaces restreints.

50/pqt549-3713 1@ \$37.40

Matrices Palodent[™] Plus

Grandes matrices pour restaurations sous-gingivales ou de grande étendue

50/pqt549-3754 1@ \$45.95

3@ \$45.05

Rechange d'anneaux BiTine[™]

4/pqt549-3663 1@ \$36.25

Rechange d'anneaux BiTine II[™]

3/pqt.549-3697 6@ \$28.75



Système de matrice Supermat[™] – Kerr

Conçu pour les macro-restaurations postérieures. Système d'anneaux matrices faits de métal et de plastique transparent. Instrument de tension de petite taille pratique permettant plusieurs mises en place simultanées.

Comprend: 1 instrument de tension SuperLock[™], 10 matrices d'acier SuperCap[™], 10 matrices de plastique transparent SuperCap. Ensemble.....433-3902 1@ \$255.45

50/pqt

Rechange de matrices SuperCap[™]

Métal 5 mm433-3928 1@ \$72.70

Métal 6,3 mm433-3936 2@ \$70.30

Transparente 5 mm ...433-3944

Transpar. 6,3 mm433-3951

100/pqt

Bobines SuperCap[™]

Bleu 5,9 mm.....433-4512 1@ \$45.50

Vert 6,7 mm433-4520 2@ \$44.20

Bandes matrices Tofflemire – Waterpik

Original « Dead Soft » de calibre .001.

36/pqt 1@ \$11.00

#2 adulte.....336-8289

#1 adulte.....336-8297

#13 pédodontique336-8305

MATRICES ET PORTE-MATRICES (SUITE)



« T »-Bands – Pulpdent

Bandes matrices ne nécessitant pas l'utilisation d'un porte-matrice. Offertes en version droite, incurvée, étroite, large et assortie, en laiton ou en acier inoxydable.

Boîte de 100, épaisseur de .002" Incurvées	1@ \$17.10
Assorties acier inoxydable591-3553	
Assorties laiton591-3736	
Étroites acier inoxydable591-3439	
Étroites laiton591-3611	
Larges acier inoxydable591-3496	
Larges laiton591-3678	

Droites	1@ \$17.10
Assorties acier inoxydable591-3520	
Assorties laiton591-3702	
Étroites acier inoxydable591-3405	
Étroites laiton591-3587	
Larges acier inoxydable591-3462	
Larges laiton591-3645	

Matrices Stiff Flex – Danville

100/pqt	
Petites.....236-2234	1@ \$51.45
Larges.....236-2242	3@ \$49.50



T-Bands – P.N. Condit

Bandes matrices	100/Boîte	1@ 39.60
Régulières		
Droites larges.....218-4612		
Droites moyennes218-4646		
Droites petites218-4679		
Droites assorties218-4703		
Incurvées petites.....218-4737		
Incurvées grandes.....218-4760		
Incurvées assorties.....218-4794		

BANDES ET FORMES

PATTERSON



Bandes matrices de Mylar™

4" x 3/8" x .002"
Faites de Mylar™ (DuPont).
100/pqt089-7157

	1@ \$4.30
	6@ \$3.65

500/pqt089-7165	1@ \$10.15
	6@ \$9.30



Pincès à matrices

Acier inoxydable

45°.....089-7116	1@ \$18.85
90°.....089-7124	3@ \$17.30

Système de matrices Accor – Premier

Formes matrices multiformats

Peuvent être utilisées tant sur les dents antérieures que postérieures avec les matériaux au verre ionomère, les composites, l'acrylique à modèle et la cire molle. À usage unique.

50/pqt570-9357	1@ \$46.15
----------------------	-------------------

Bandes Contour™ – Ivoclar Vivadent

Bandes de Mylar™

Bandes de Mylar spécialement conçues pour s'immiscer dans le sillon gingivo-dentaire, rétractant ainsi la gencive. Aide à contenir les fluides gingivaux cervicaux contaminants.

100/pqt708-6093	1@ \$27.80
	3@ \$26.45



Matrices cervicales transparentes Cure-Thru™ – Premier

Matrices pour photopolymérisation

Compriment le matériau composite durant la photopolymérisation des restaurations de classe V. Excellentes pour utilisation avec les matériaux au verre ionomère.

150/pqt	
719 Ct575-9196	1@ \$114.10
720 Ct575-9204	3@ \$112.30
721 Ct575-9212	
722 Ct575-9220	
723 Ct575-9238	

Emballage assorti

Comprend: 250 matrices, 50 de chacune des 5 tailles ci-dessus.

Paquet575-9154	1@ \$175.60
----------------------	--------------------

Matrices à pression Cure-Thru™ – Premier

Matrices ne nécessitant pas l'utilisation de porte-matrice

Minces et de forme anatomique : 0,075 mm. Elles sont faciles à mettre en place et possèdent un anneau de métal souple qui, lorsqu'il est pressé, serre la bande transparente autour de la dent, éliminant ainsi l'utilisation du porte-matrice.

Emballage de lancement

Comprend: 50 matrices à pression Cure-Thru (25 molaires et 25 prémolaires) et 50 coins Cure-Thru (25 petits et 25 moyens).

Paquet575-9097	1@ \$200.30
----------------------	--------------------

Rechange de bandes	1@ \$132.40
---------------------------	--------------------

50/pqt	2@ \$130.30
--------	--------------------

Prémolaires575-9113	
---------------------------	--

Molaires.....575-9121	
-----------------------	--

Rechange de bande matrice EpiteX™ – GC America, Inc.

Transparente

Comprend: 1 dévidoir de 10 m.

Pqt207-2973	1@ \$37.10
-------------------	-------------------

Distributeur de matrice – Zirc

Permet de façonner la matrice en la dispensant. Comprend 1 rouleau de 3/8" x 12 verges de ruban matrice, un dispositif de coupe en acier inoxydable de calibre 0,002.
Bleu..... 771-6483 1@ \$23.00



Ruban matrice de polyester – 3M ESPE

Avec distributeur
Paquet #1939.....501-6241 1@ \$55.00
3@ \$54.00



Stop Strips – Premier

Bandes de Mylar® antérieures avec repère intégré

100/pqt
10 mm576-4428 1@ \$35.00
8 mm576-4410

Emballage assorti

Comprend: 75 bandes de 10 mm et 75 bandes de 8 mm.
Paquet576-4477 1@ \$52.50

COINS INTERDENTAIRES

Coins Chevron – Dux

Coins creux en forme de V facilitant l'insertion.
400/bte
Petits
Bleus translucides 162-7595 1@ \$89.10
Grands
Transparents 162-7603 1@ \$87.25



Contact Wedge – Danville

Procurent une adaptation et un scellement complet au rebord gingival. Effet simultané sur le plan buccal et lingual. Compatibles avec tous les systèmes de matrices interproximales. Offerts en trois formats.

Trousse

Comprend : 85 coins de chaque format.
Trousse.....234-3804 1@ \$131.95

Recharges de 85 coins 1@ \$50.10
Petits 2,0 mm234-3820
Moyens 2,6 mm234-3838
Grands 3,2 mm234-3846

Système de coins Cure-Thru – Premier

Coins transparents

Système de lancement

Comprend: 50 coins petits et moyens, 30 bandes pour prémoaires et 30 bandes pour moaires.
Paquet586-1901 1@ \$169.95
3@ \$165.00



Coins Cure-Thru à polymérisation par réflexion – Premier

Intérieur réfléchissant

Intérieur de plastique blanc déviant 90 % de la lumière à un angle de 90° sur la surface proximale pour des restaurations polymérisées en profondeur.

100/pqt
Petits586-1927 1@ \$104.65
Moyens586-1935 3@ \$103.30
Ultra-minces586-1943



Coins Sycamore – Premier

Coins de bois

Forme anatomique. Le numéro du coin indique sa longueur en millimètres.

400/pqt
#13XT (neutres)586-0416 1@ \$50.85
#13T (verts)586-0341 3@ \$49.50
#13 (jaunes)586-0358
#15 (bleus)586-0366
#16 (rouges)586-0374
#17 (neutres)586-0382
Assortis586-0390



Coffret de rangement pour coins* – Premier

Chacun.....586-1976 1@ \$23.60
*Coins non inclus.



Coins anatomiques Wizard® – Waterpik

Coins de bois

Bouleau anti-éclatement. Code couleur pour plus de commodité.

400/pqt 1@ \$52.95
Petits (naturels)341-9611 3@ \$51.60
Moyens (jaunes)341-9629
Grands (mauves)341-9637
Très grands (rouges) ..341-9645
Assortis341-9652



Coins Wizard™ – Waterpik

Coins de bois

Faits de bouleau blanc. Triangulaire à la section transversale, forme longitudinale conique.

500/pqt 1@ \$57.00
Petits342-0528 3@ \$54.80
Grands342-0551
Fuseaux342-0585
Bases larges342-0619
Assortis342-0643