

Divers



AMPOULES

Tableau des ampoules de rechange pour lampes opératoires

Fab.	Modèle	Code fab.	# EFOS# Patterson	Prix
Belmont		H3	4071 70130023	1@ \$7.00
Castle	Panovision	125T10P	4072 70130032	1@ \$26.40
Chayes	Virginia	H3	4071 70130023	1@ \$7.00
Ellman	Conversion	Q250/MC/CL/120v	4073 70130068	1@ \$33.60
Eurodent		FCS	4075 70130024	1@ \$7.75
F.A.R.O.	Koolbeam	DZE/FDS	4074 70130022	1@ \$21.45
F.A.R.O.	Sunlight 70 (Mise à jour)	DZE/FDS	4074 70130022	1@ \$21.45
F.A.R.O.	Sunlight 90	DZE/FDS	4074 70130022	1@ \$21.45
Fiad	The Light	H3	4071 70130023	1@ \$7.00
Healthco	Aristocrat	H3	4071 70130023	1@ \$7.00
MDT	Rolux	12-2024-10	3017 70130028	1@ \$32.45
J. Morita		FCS	4075 70130024	1@ \$7.75
Pelton	Lampe Fantastic	Q150T4/CL 25v	4076 70130027	1@ \$34.15
Porter	Daystar S-90B	DZE/FDS	4074 70130022	1@ \$21.45
Ritter	J Starlite	Q75T3/CL/DC 28v	4079 70130021	1@ \$27.90
Ritter	K Starlite	DZE/FDS	4074 70130022	1@ \$21.45
Weber	Skylight SK900G	EPV Sk580	4080 70130052	1@ \$31.55
Weber	Skylight SK100	FDT 12v 100w	4081 70130020	1@ \$29.80
Barnstead	EJL F/Lampe Rolux	12202410	3017 70130028	1@ \$32.45
Dental Ez	Daray	DRK1024	70130033	1@ \$93.00
Pelton	F/Executive F13 "D"		3052 70130073	1@ \$20.90
Sirona	Amp. pour unité C8	4889965	56070415	1@ \$16.05

Réflecteurs pour lumières - PAW

Pour Pelton & Crane LFI

Chacun.....56010086 1@ \$459.50

Pour Pelton & Crane LFI

Chacun.....56010084 1@ \$502.80

Pour Ritter

Chacun.....56010098 1@ \$643.25

Pour Marus

Chacun.....56010090 1@ \$643.25

Tableau des ampoules de rechange

Fab.	Modèle	Code fab.	# EFOS# Patterson	Prix
3M ESPE	Ortholux	78-8045-4571-9	3016 70130049	1@ \$45.90
3M ESPE	Visilux 1/2/ XC 3000/2500	78-8045-4571-9	3016 70130049	1@ \$45.90
3M ESPE	Visilux 1/2/ XC 3000/2500	78-8045-4571-9	3016 70130049	1@ \$45.90
3M ESPE	XL1500 Lamp 52W 10V	9726-3	70130165	1@ \$40.40
3M ESPE	F/Visio Elipar	77160	70130046	1@ \$189.45
A-Dec	Amp. pour #898	0.022076	70130037	1@ \$89.00
A-Dec	F/695/6/896/8/TA-96/8L	0.022076	70130037	1@ \$89.00
A-Dec	F/Lt25 Moteur basse vitesse 0.019055		70130215	1@ \$103.40
A-Dec	F-F/O HPC (1988 à maintenant)	041.317.00	56070078	1@ \$107.00
A-Dec	F-F/O HPC (Avant 1988)	041.117.00	56070054	1@ \$107.85
A-Dec	PHIL. Quartz Halo HIX 14623	041.709.00	70130451	1@ \$34.10
Air Tech	Vista Cam - 150W	77121	70130232	1@ \$86.45
Almore	OP II	3442	3016 70130049	1@ \$45.90
Belmont	Halogène H3 12V 55W	800-01006	70130023	1@ \$7.00
Bosworth	Superlite	92102	3014 70130389	1@ \$33.90
Caulk	Max-Lite	644725	3090 70130422	1@ \$38.95
Caulk	Prisma-Lite	644101	3017 70130028	1@ \$32.45
Caulk	Prismetics-Lite	644358	3021 70130406	1@ \$66.65
Caulk	ProLite	644815	3029 70130275	1@ \$42.70
Caulk	QHL75/ Spectrum 800 75W	644657	70130258	1@ \$125.25
Caulk	Spectrum	644751	3009 70130165	1@ \$40.40
Caulk	Triad VLC	95775	70130042	1@ \$50.35
Coe	Coe-Lite	4070110	3014 70130389	1@ \$33.90
Clive Craig	Négatoscope	F14T8D	70130059	1@ \$18.50
Darby	Superdent 2001	950-9023	3016 70130049	1@ \$45.90
Darby	Superdent 7500	950-9024	3022 70130174	1@ \$38.20
Demetron	Optilux 101	20437	3016 70130049	1@ \$45.90
Demetron	Optilux 400	20437	3016 70130049	1@ \$45.90

Tableau des ampoules de rechange (suite)

Fab.	Modèle	Code fab.	# EFOS# Patterson	Prix
Demetron	Optilux 401, 501	20437	3016 70130049	1@ \$45.90
Demetron	Optilux High Output 401, 403, 501	20140	3021 70130406	1@ \$66.65
Demetron	Optilux 50	20919	3026 70130275	1@ \$42.70
Demetron	VCL 200	20437	3016 70130049	1@ \$45.90
Demetron	VCL 300	20437	3016 70130049	1@ \$45.90
Denmat	Ceri-Light	3961	3021 70130406	1@ \$66.65
Denmat	Visar II	3904	3022 70130174	1@ \$38.20
Dental Comp	Amp. Enz pour Rolux II	12-1909-20	4084 70130072	1@ \$52.30
Dentamerica	Litex 660, 680	668	3016 70130049	1@ \$45.90
Dolan-Jenner	Fiberlite 170	EJV	3022 70130174	1@ \$38.20
EFOS	EFOS LITE	3021	3021 70130406	1@ \$66.65
EFOS	Penmed 200L Orig. Wand	640-30280	3022 70130174	1@ \$38.20
Getz	Focus Activator	4501	3021 70130406	1@ \$66.65
Healthco	Aristocrat	HCOB400491	3016 70130049	1@ \$45.90
Healthco	Aristocrat II	HCOB400351	3026 70130275	1@ \$42.70
Healthco	VLC Illuminator	HCOB400481	3015 70130029	1@ \$44.05
Kavo	Source de lumière		3015 70130029	1@ \$44.05
Kavo	Lux Coupler 2/pqt	553-3881	3090 70130422	1@ \$38.95
Kavo	Vicon DLS	555-5001	3015 70130029	1@ \$44.05
Kavo	Vicon LS	555-5001	3015 70130029	1@ \$44.05
Kavo	Vicon Polar II	555-5001	3015 70130029	1@ \$44.05
Kerr	Command Light	15512	3011 70130030	1@ \$30.80
Kinetic	Sunlite II	1450	3022 70130174	1@ \$38.25
Kinetic	Sunspot	1511	3021 70130406	1@ \$66.65
Kulzer	Translux CL	2244	3021 70130406	1@ \$66.65
Kulzer	Translux II	2045	3014 70130389	1@ \$33.90
Lares	Quartz Fire (SX)	10037	3015 70130029	1@ \$44.05
Litema	Pluraflex HL-150	EFR	3014 70130389	1@ \$33.90
Midwest	F/5 Hole & 6 Pin	790257	70130293	1@ \$144.10
Midwest	F/P Optique avec/tube QD	650064	70130088	1@ \$123.25
Midwest	F/P Optique avec/sans tourillon	650197	70130087	1@ \$119.30
Midwest	Insight 1	490874	3015 70130029	1@ \$44.05

Fab.	Modèle	Code fab.	# EFOS# Patterson	Prix
Midwest	Insight 2	490874	3015 70130029	1@ \$44.05
Midwest	Insight I	490874	3015 70130029	1@ \$44.05
Midwest	Insight II	490874	3015 70130029	1@ \$44.05
Midwest	Oral Illuminator 2	490709	3024 70130039	1@ \$59.45
Midwest	Oral Illuminator II	490709	3024 70130039	1@ \$59.45
Midwest	Oral Illuminator 3	490709	3024 70130039	1@ \$59.45
Midwest	Oral Illuminator III	490709	3024 70130039	1@ \$59.45
Milltex NSK	Opticure	EPF/64627	3020 70130170	1@ \$54.15
O'Ryan	Omega 110	ONE	3019 70130060	1@ \$60.65
O'Ryan	Omega 510	ONE	3019 70130060	1@ \$60.65
Patterson	TCL-390	640-3026P	3026 70130275	1@ \$42.70
Patterson	TCL-490	921311	70130257	1@ \$54.05
Penn-Med	Pistolet 31L	301315	3016 70130049	1@ \$45.90
Penn-Med	Pièce à main 200L	301203	3022 70130174	1@ \$38.20
Phasealloy	Witelite	3051	3028 70130077	1@ \$54.85
Pro-Den	Executor	20-055	3021 70130406	1@ \$66.65
Proma	Amp. Power Optic	92475K	70130178	1@ \$150.30
S.S.White	Profile VCS	17244	3021 70130406	1@ \$66.65
Schein	VCL 300	100-5657	3021 70130406	1@ \$66.65
SciCan	Dual Lix 3	EJA	3018 70130014	1@ \$41.35
Solid State	Initiator	6220002-290	3014 70130389	1@ \$33.90
Star	Tourillon 6 tiges	62522	70130254	1@ \$155.05
Star	F/Fibre optique "L"	54536	60070527	1@ \$168.00
Star	KRPTN/Fbr. opti. hal.	60986	60070527	1@ \$168.00
Star X-Ray	Négatoscope	F14T8D	70130059	1@ \$18.50
Vivadent	Astralis			
	Halogen 75W 12V	551730	70130289	1@ \$74.20
Vivadent	Pour lampe simple fonction Lite	6010126	70130014	1@ \$41.35
Vivadent	Heliolux 75W 12V	134171	70130289	1@ \$74.20
Vivadent	Heliolux Lite	133762	3026 70130275	1@ \$42.70
Vivadent	Heliomat (Multi)	7110	3014 70130389	1@ \$33.90
Vivadent	Heliomat (simple)	7210	3018 70130014	1@ \$41.35
Vivadent	Vivalux VLC 35W 6V	105851	3037 70130410	1@ \$75.85
Welch	Denlite	DP1020	70130205	1@ \$42.10
Whaledent	Coltolux 3, 4 & 75	C7925	3016 70130049	1@ \$45.90

DÉSODORISANTS

Désodorisant Aériel[™] - Ecolab

Combine les avantages d'un distributeur compact à ceux de la technologie de programmation des Recharges Aériel. Ensemble, ils procurent un parfum frais et éliminent les mauvaises odeurs dans une variété d'espaces.



Recharges: 6/pqt 1@ \$77.95

- Vanille376-2069
- Rencontre376-2051
- Parfum d'épices376-2119
- Parfum de mer376-2127

GOGETS DAPPEN

PATTERSON



Godets En verre

- Chacun 1@ \$3.60
- Ambre.....084-9141 6@ \$3.35
- Bleu.....084-9158
- Vert.....084-9166
- Transparent.....084-9174

Godets Dapaway à usage unique - Dentsply

Godets Dappen
Paquet rechange
Comprend: 1 000 godets Dappen,
1 appui-doigt.
Paquet231-6198 1@ \$82.25



Gobelets distributeur - Young

Gobelets jaugés (30 mL) en plastique pour la distribution de poudres, de liquides et de gel tant au laboratoire qu'au fauteuil. Jaugés en mL, cm³, oz et dram.
Paquet de 100.....472-0157 1@ \$16.00



MÉDICAMENTS



Trousse d'urgence – BDM

Trousse.....	133-0869	1@ \$219.95
Recharge	133-0851	1@ \$179.95
Inhalateur à base d'ammoniaque	133-1156	1@ \$9.60
Sulfate d'atropine	133-1057	1@ \$37.50
Diphényldramine.....	133-0794	1@ \$40.40
Épinéphrine	133-1032	1@ \$38.95
Insta-Glucose.....	150-2533	1@ \$19.40



Ora5® – McHenry Laboratories

Agent bactéricide topique pour muqueuse buccale

Bouteille de 1 oz	481-7953	1@ \$37.30
		3@ \$33.95

Bouteilles de format individuel

Bouteilles 1/8 oz		
10 bouteilles/pqt	481-7995	1@ \$83.25

Instrument de mise en place pour Ora5 – Premier

Chacun.....	580-8357	1@ \$36.25
-------------	----------	------------

PROTOXYDE D'AZOTE

Sac respiratoire – Porter

3,5 litres chacun	71010038	1@ \$63.95
-------------------------	----------	------------



Masques nasaux DynoMite – Matr

Jetables

- Réduisent les risques de contamination croisée.
- Compatibles avec la prise de radiographie.
- Conçus pour procurer un ajustement confortable aux patients.

Petite taille, 24 par paquet

Gomme à bulles	480-9810	1@ \$99.90
Fraise	480-9828	
Orange	480-9836	
Vanille.....	480-9844	
Nature	480-9851	
Assortiment.....	480-9869	

Taille moyenne, 24 par paquet

Gomme à bulles	480-9877	1@ \$99.90
Fraise	480-9885	
Orange	480-9893	
Vanille.....	480-9901	
Nature	480-9919	
Assortiment.....	480-9927	

Grande taille, 24 par paquet

Gomme à bulles	480-9935	1@ \$99.90
Fraise	480-9943	
Orange	480-9950	
Vanille.....	480-9968	
Nature	480-9976	
Assortiment.....	480-9984	



Doublure pour masque – Porter

Taille adulte		
Paquet de 3.....	71010121	1@ \$86.85

Taille enfant		
Paquet de 3.....	71010220	1@ \$86.85

Doublure pour inhalateur – White Gaps, Inc.

Barrières protectrices jetables pour inhalateur à protoxyde d'azote.



Taille adulte		
Boîte de 50.....	758-3156	1@ \$75.00

Taille enfant		
Boîte de 50.....	758-3164	1@ \$75.75



Comfort Cushion – Mission Dental

Avec éléments à usage unique

Circuit analgésique nasal de conception unique. Établit de nouvelles normes en matière de confort, de commodité, de propreté et d'efficacité. Plastique léger, masque à éléments à usage unique, système d'administration et de récupération de protoxyde d'azote.

Stac-Pac	3/paquet	1@ \$64.05
Enfant.....	509-7621	
Adulte.....	509-7613	

Masque individuel		1@ \$56.25
Adulte sans récupération	509-7217	3@ \$55.00

Serre-tête seulement		1@ \$9.20
Paquet de 2.....	509-7266	

Ensemble de conversion pour récupération		1@ \$13.70
Chacun.....	509-7209	



Masque nasal – Porter

Pour systèmes de récupération Porter/Brown

Enfant	71010074	1@ \$311.10
Adulte	71010073	1@ \$311.10



Inhalateurs personnels Plus – Accutron

Inhalateurs à usage unique

Rassurez vos patients en les protégeant contre les risques de contamination croisée. Épargnez du temps et des efforts à vos employés en éliminant les étapes de nettoyage et de stérilisation des inhalateurs à usages multiples. Offerts en une variété de saveurs et de tailles.

Petits	24/paquet	1@ \$113.75
Raisin	102-2342	
Orange	102-2292	
Fraise	102-2300	
Gomme à bulles	102-2318	
Gris sans saveur	102-2334	
Assortiment n° 1.....	102-2326	
(Orange, fraise et gomme à bulles)		

Moyens	24/paquet	1@ \$126.90
Orange	102-2110	
Fraise	102-2128	
Gomme à bulles	102-2136	
Pina Colada	102-2144	
Vanille.....	102-2151	
Menthe fraîche.....	102-2193	
Pêche	102-2201	
Gris sans saveur	102-2185	
Assortiment n° 1.....	102-2169	
(Orange, fraise et gomme à bulles)		
Assortiment n° 2.....	102-2177	
(Pina Colada, vanille, orange)		
Assortiment n° 3.....	102-2219	
(Menthe fraîche, pêche et vanille)		

Grands	24/paquet	1@ \$133.45
Menthe fraîche.....	102-2375	
Pêche	102-2383	
Vanille.....	102-2391	
Gris sans saveur	102-2409	
Assortiment n° 3.....	102-2417	
(Menthe fraîche, pêche et vanille)		

CONFORT DU PATIENT



Memory Backrest™ – Crescent Products

Idéal pour soutenir la région lombaire durant les procédures de longue durée.

Chacun.....	232-1487	1@ \$70.35
Sarcelle	232-1495	1@ \$70.35



Memory Headrest™ – Crescent Products

Adopte la forme de la tête et du cou pour un confort accru du patient. Conçu pour s'adapter et s'attacher facilement à tous les principaux fauteuils dentaires.

Beige	232-1503	1@ \$77.30
Sarcelle	232-1511	1@ \$77.30



Memory Bodyrest – Crescent Products

Beige.....	232-1537	1@ \$260.00
Sarcelle	232-1529	1@ \$248.75

JOUETS



Itty Bittys – Rand

Animaux de caoutchouc

Assortis		
Paquet de 50.....	592-4998	1@ \$30.00



Coffrets "My Tooth" – Coralite

Pour les dents des enfants, 1 1/8" carré

Paquet de 100		1@ \$47.50
Transparents	224-8524	
Transp./ Bleus	224-8616	

Tirelire de la fée des dents – The Perfect Present



Les moments attendrissants d'aujourd'hui peuvent devenir les trésors de demain.

Taille 6" x 6" x 4"		
Bleue.....	569-0011	1@ \$27.20
Rose	569-0029	
Jaune	569-0037	
Menthe.....	569-0045	



Coffret à trésors pour jouets – Rand

Coffret à trésors

Avec 200 jouets		1@ \$85.25
Chacun.....	592-5425	
Assortiment de jouets (recharge)		1@ \$79.95
Paquet de 200.....	592-5433	2@ \$78.70

DIVERS

Tablette E-Z Access – Zirc

- Facilite l'accessibilité aux articles auxiliaires.
- Facile à installer à l'équipement standard; ajustement à diverses positions.
- Capacité de 25 lbs.
- Fini résistant aux taches et aux produits désinfectants.



Grise..... 771-0726 1@ \$132.00
 Beige..... 771-0718
 Blanche..... 770-9017

Adaptateur de tablette

Convient aux montants de 1 3/8" x 1 3/4"

Grise..... 771-0742 1@ \$4.50
 Beige..... 771-0759
 Blanc..... 771-0767



Fixation de surface

Fixation aux surfaces horizontales planes seulement.

Beige..... 771-2672 1@ \$17.00
 Grise..... 771-2680
 Blanche..... 771-2664



Bras extensible de 8"

- Peut être utilisé avec une fixation murale, une fixation de surface ou directement sur un montant.
- La tablette possède une capacité de 25 lbs lorsqu'elle est fixée au bras.
- Permet le déplacement de la tablette au-dessus du patient.

Beige..... 770-9074 1@ \$34.00
 Gris..... 770-9082
 Blanc..... 770-9066



Fixation murale

- Vous permet de fixer la tablette au mur ou au côté du mobilier.
- L'angle à 90° de la fixation permet un mouvement de 180° de la tablette fixée au mur ou au mobilier.

Beige..... 770-9132 1@ \$34.00
 Grise..... 770-9140
 Blanche..... 770-9124

Pince seulement..... 770-9165 1@ \$16.35

Support pour HVE..... 770-9181 1@ \$28.00

Support pour

aspirateur de salive..... 770-9173 1@ \$28.00

Support pour

gobelets..... 771-0783 1@ \$11.50



AED Plus – Zoll

Le seul défibrillateur externe complet automatisé destiné aux secouristes occasionnels

Le Zoll AED Plus fait bien plus qu'administrer une décharge. Il s'agit du seul défibrillateur externe complet automatisé qui offre l'assurance que les secouristes occasionnels réagiront adéquatement durant une situation d'urgence causée par un arrêt cardiaque. Comment? En les guidant rapidement et simplement dans chacune des étapes de la manoeuvre de sauvetage.

**Pour plus d'informations, communiquez avec nous.*

Cooley Four Pegs – Bosworth

Faits de bois spécial. Modelés pour convenir aux sillons occlusaux, permettant à toutes les restaurations d'être parfaitement assises.


Paquet de 50..... 135-0727 1@ \$26.40

Brush-N-Floss – Hager Worldwide

Modèle d'étude

- Plastique léger rose et ivoire ne pesant que 320 g.
- Deux fois la taille d'un articulateur de métal.
- Pour expliquer les techniques de brossage et d'utilisation de la soie dentaire.
- Le modèle est offert avec une brosse à dent géante.

Chacun..... 765-4767 1@ \$106.25



Bassin haricot – ALMEDIC

En acier inoxydable, 10"

Chacun..... 105-2471 1@ \$21.95



Loupes binoculaires HR® – HEINE

Avec technologie haute résolution pour des images claires et nettes et un champ de visée très large.

**Plusieurs configurations sont offertes. Pour plus d'informations, communiquez avec nous.*



Loupes binoculaires HRP® – HEINE

Avec optiques prismatiques de haute résolution pour un fort grossissement et une netteté parfaite d'un bout à l'autre.

**Plusieurs configurations sont offertes. Pour plus d'informations, communiquez avec nous.*



F.O. LoupeLight® – HEINE

La nouvelle LoupeLight à fibres optiques de Heine

- Illumination et observation coaxiales
- Index lumineux ajustable
- Poids de 60 g
- Boîtier résistant à l'eau

**Pour plus d'informations, communiquez avec nous.*



Lampes à DEL – Pyramex

- Idéales en situation de faible éclairage
 - Conviennent à la plupart des lunettes de sécurité et des chapeaux rigides
 - Lampes munies de deux ampoules avec pile longue durée de plus de 40 heures
- Jeu de lampes..... 246-3461 1@ \$8.00

Lubrifiant à base de silicone Masque™ – Bosworth

Non soluble en environnement buccal ou monomère et résistant à la chaleur. Inodore, sans goût, compatible avec les tissus buccaux: protège les obturations de silicate, lubrifie les digues de caoutchouc et les forceps et peut être appliqué à chaque fois qu'un lubrifiant ou un agent de recouvrement est nécessaire.

Tube de 2,5 oz..... 138-4320 1@ \$23.45

Bâtonnets mélangeurs – Zirc

À usage unique

Plastique blanc, doubles extrémités, une carrée et une ronde.

100/paquet..... 771-5972 1@ \$14.30

Baumes miniatures pour les lèvres – Kamco

Ces baumes pour les lèvres miniatures sont idéaux pour soulager les lèvres gercées. Les patients peuvent les utiliser pendant qu'ils prennent place sur le fauteuil et les apporter à la maison après la visite. Toutes les fois qu'ils en appliqueront, ils auront une pensée pour votre clinique. Offerts en trois versions.

Offrez de la variété à vos patients. Les baumes pour les lèvres Chap Ice sont offerts en trois délicieuses saveurs: orange, kiwi-lime et cerise.



Chap Ice (assortis)
Bocal de 100218-6625 1@ \$75.50

Grands favoris, les baumes Lip Naturals sont entièrement naturels et exempts de pétrole et contiennent des extraits de menthe et de melaleuca rafraîchissants.



Lip Naturals
Bocal de 100218-6609 1@ \$75.50

Un excellent moyen de récompenser vos jeunes patients. Les baumes Lip Rageous sont offerts en 4 saveurs extravagantes: fraise, melon d'eau, pomme rouge et framboise bleue.



Lip Rageous (assortis)
Bocal de 100218-6633 1@ \$75.50

Loupes Seiler – Seiler

- Procurent une vision ne pouvant être obtenue à l'oeil nu
- Résolution élevée
- Optique scellée afin de la protéger de la poussière et de l'humidité
- Conception à double charnière rabattable
- Montures entièrement faites de titane
- Optique hautement corrigée permettant de voir l'ensemble de la bouche
- Distance de travail: courte (340 mm ou 13,4 pouces), régulière (420 mm ou 16,5 pouces), longue (500 mm ou 19,7 pouces)

Chacune (Titane)

Offertes en noires, bleues, rouges et argent

2.5X 1@ \$639.55
3.0X 1@ \$704.20
3.5X 1@ \$769.25



Chacune (Sport)

Offertes en noires, bleues et argent

2.5X 1@ \$780.95
3.0X 1@ \$846.55
3.5X 1@ \$912.20



Pour plus d'informations, prière de communiquer avec nous.

www.pattersondentaire.ca

Solution antiroufflement – MPowRx

- Développée par un dentiste et un chercheur en science du sommeil
- Efficacité élevée éprouvée en clinique pour la réduction de l'apnée et des ronflements
- Homologuée par Santé Canada comme dispositif médical de classe I
- Ne nécessite aucun ajustement personnalisé par le dentiste, ce qui le rend facile à offrir et à soutenir
- Dispositif économique et accessible permettant aux patients d'accéder plus facilement à des soins
- Étude clinique menée par le Dr Leslie Dort (MSc, DDS, Dip. American Board of Dental Sleep Medicine) et publiée dans le Journal of Sleep and Breathing, mai 2008



Solution antiroufflement,
paquet de 6531-8993 1@ \$484.60
Trousse de départ dentaire531-8985 1@ \$505.40
Dépliants (pqt de 50) 531-8977 1@ \$19.25
Présentoir à dépliants 531-8969 1@ \$6.25
Affiche laminée531-8951 1@ \$19.25
Affiche et support531-8944 1@ \$12.50
Nettoyant pour dispositif (96/pqt)531-8936 1@ \$36.95



Lampe à DEL pour loupes – Seiler

La lampe à DEL pour loupes de Seiler a été élaborée à l'aide d'une ingénierie de précision pour offrir l'éclairage le plus clair qui soit.

Autres caractéristiques:

- Conception ultralégère
- Émission lumineuse constante
- Plus de 10 000 lux
- Indicateur de charge de la pile intégré affichant le niveau de charge du bloc de pile
- 7 réglages d'intensité et jusqu'à 15 heures d'éclairage au réglage maximal
- Bloc de pile rechargeable
- Modulaire: convient à la plupart des loupes rabattables à charnière

Toothprints – Kerr



Ensemble de prise d'empreintes pour identification dentaire

Gaufrette thermoplastique en forme d'arcade pouvant être ramollie dans l'eau chaude pour permettre d'enregistrer les empreintes dentaires des enfants et fournir de l'ADN et de la salive.

Trousse de lancement
25/boîte
Enfant438-8104 1@ \$86.40



Programme de prescription de prothèses TruRx – Dentsply

TruRx de Dentsply, le système de prothèse intelligent, est un logiciel interactif (en instance de brevet) qui standardise et simplifie le processus de consultation menant à la fabrication d'une prothèse en facilitant les communications professionnel dentaire-patient et professionnel dentaire-laboratoire. Ce programme de qualité comprend des sélections de nos moules Trubyte Bioform et du matériau IPN.

Ensemble TruRx276-9008 1@ \$115.00
Outils de calibrage
TruRx (ens. de 6)276-9016 1@ \$14.95



Protecteur gingival Zekrya – Zenith/DMG

Trousse de protecteur gingival

Le protecteur gingival Zekrya procure une protection complète aux gencives de vos patients durant la préparation d'une dent, sans pour autant sacrifier la visibilité ou la mobilité. Les arcades en acier inoxydable, offertes en deux tailles, protègent la gencive et ont été conçues pour s'ajuster au collet de toutes les dents.

Comprend: 1 mandrin à tourillon, 10 petites arcades et 10 grandes arcades.
Trousse324-2500 1@ \$296.45