

# Ultrasonique

## SOLUTIONS DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE

### PATTERSON



#### Solutions de nettoyage ultrasonique

##### Utilisation générale, sans ammoniac

Spécialement formulées pour transmettre efficacement le processus de cavitation dans l'eau vers les articles à nettoyer. La formule non corrosive protège les instruments. Sans action moussante: donc sans dégât. La couleur bleue de cette solution vous aide à la différencier des autres solutions utilisées dans la clinique.

Gallon .....090-9655      1@ \$19.75  
4@ \$17.95

##### Dissolvant pour plâtre et pierre

À utiliser pur; un ingrédient spécial dissout la pierre et le plâtre, pour compléter le processus de cavitation de l'appareil. Sans action moussante: donc sans dégât. La couleur rose de cette solution vous aide à la différencier des autres solutions utilisées dans la clinique.

Gallon .....090-9705      1@ \$22.10  
4@ \$19.45

##### Dissolvant pour tartre et taches

Aucun dosage requis: à utiliser pur pour enlever le tartre et les taches sur les prothèses complètes, partielles, etc. La couleur transparente de cette solution vous aide à la différencier des autres solutions utilisées dans la clinique.

Gallon .....090-9713      1@ \$21.80  
4@ \$19.15

##### Dissolvant pour ciment provisoire

À utiliser pur pour enlever le ciment provisoire des instruments, couronnes, etc. La couleur jaune de cette solution vous aide à la différencier des autres solutions utilisées dans la clinique.

Gallon .....090-9721      1@ \$21.80  
4@ \$19.15

#### Solutions nettoyantes ultrasoniques surconcentrées

##### Nettoyant tout usage

Cette solution nettoyante polyvalente à action rapide enlèvera sang, mucus et tissus tout en assurant une recirculation efficace des instruments. Emplissez le réservoir ultrasonique d'eau et ajoutez 1 oz de solution par gallon d'eau.

16 oz .....090-3005      1@ \$26.05  
6@ \$25.40



##### Solution nettoyante enzymatique

La solution nettoyante enzymatique Patterson nettoie rapidement et efficacement le sang, le mucus et les tissus. Les enzymes attaquent toutes les souillures protéinées sur les instruments. Cette solution est biodégradable et non-toxique. Ajoutez 1 gallon d'eau pour 1 oz de solution.

16 oz .....090-3013      1@ \$26.00  
6@ \$25.35

##### Dissolvant pour tartre et taches

Dissolvant non corrosif pour le tartre et les taches. Sa formule unique à base d'acide nitrique nettoie de façon rapide et efficace. Ajoutez 1 oz de solution à 5 oz d'eau. Chaque bouteille contient l'équivalent de 16 utilisations.

16 oz .....090-3039      1@ \$26.05  
6@ \$25.40

#### Solution nettoyante polyvalente non ionique (surconcentrée)

Utilisation sécuritaire sur le nickel, le titane, l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium.

N'entraînera ni corrosion ni gravure sur les fraises au carbure, les diamants ou sur les instruments. Ne causera pas l'anodisation. Sans danger sur le vinyle, les plastiques ou sur les cuves de nettoyage ultrasonique. 32 oz de concentré produiront 10,25 gallons de solution. Ne contient aucune trace de phosphate ou de chlore.

Pinte .....090-9788      1@ \$30.40  
4@ \$28.45

Gallon .....090-9770      1@ \$96.50  
4@ \$90.60



#### Asepti-zyme - Ecolab

##### Multi enzymatique à faible pouvoir moussant

Les trois enzymes contenues dans ce détergent unique permettent l'enlèvement d'une gamme étendue de souillures à l'aide d'un même produit, tout en vous offrant une excellente visibilité de vos précieux instruments.

1 gallon .....375-9586      1@ \$54.35



#### Solutions nettoyantes ultrasoniques BioSonic<sup>™</sup> - Coltène/Whaledent

##### Meter Dose

##### Bouteille doseuse

Nettoyant ultrasonique surconcentré polyvalent

UC-30 16 oz .....718-5002      1@ \$44.95  
6@ \$43.90

Nettoyant enzymatique BioSonic

UC-32 8 oz .....718-5028      1@ \$43.20  
3@ \$42.20

Nettoyant ultrasonique germicide concentré

UC-38 8 oz .....718-5127      1@ \$48.15  
6@ \$47.00

Nettoyant ultrasonique germicide concentré

UC-38 16 oz .....718-5143      1@ \$90.00

## Coezyme – GC America, Inc. Détergent concentré à double effet enzymatique

- Formule au pH neutre pour empêcher la décoloration des instruments.
- Offre un nettoyage non corrosif dans les endroits difficiles à atteindre.
- Dissout les matières solides et les protéines organiques.
- Enlève les débris en moins de trois minutes.



1/2 gallon .....204-6969 1@ \$40.50

## Denta-Zyme – Ecolab

### Nettoyage ultrasonique/système d'évacuation

Nettoyant enzymatique à usages multiples pouvant être utilisé comme solution de nettoyage ultrasonique et comme nettoyant pour système d'évacuation. Les enzymes enlèvent et dissolvent le sang, le mucus et autres matières organiques, éliminant ainsi l'étape du frottage. Ne tache pas et ne laisse aucun résidu.



Gallon .....376-1376 1@ \$53.55

Pompe seulement .....376-1384 1@ \$3.60

## Diamond Zyme – Axis Dental

### Solution nettoyante enzymatique concentrée

Utilisez-la pour nettoyer :

- les instruments à main
- les instruments diamantés
- les fraises au carbure
- les systèmes d'évacuation
- les porte-empreintes en métal

Anticorrosive. Produit faiblement mousseux. Biodégradable. Ne nécessite que 1/2 oz par gallon.



1 pinte .....120-8701 1@ \$51.15  
3@ \$50.00

## EmPower – Kerr Metrex

### Détergent bi-enzymatique

- Nettoie efficacement le sang, les tissus, le mucus et autres liquides organiques riches en protéines.
- Produit à pH neutre compatible avec la plupart des instruments.
- Enzymes complètement biodégradables vous permettant de jeter la solution souillée dans le système d'évacuation courant (voir les règlements locaux).



Gallon .....486-3056 1@ \$40.30  
4@ \$39.10



## Enzymax – Hu-Friedy

Grâce à sa formule à double enzyme, Enzymax possède un pouvoir nettoyant maximal pour les instruments, les cassettes IMS et les accessoires. Il peut être utilisé comme solution de prétrempage pour les instruments et le linge de maison, comme détergent ultrasonique et comme nettoyant pour les conduites d'évacuation. Enzymax possède un pH neutre. Il ne contient pas de produit chimique corrosif ou dangereux, il est exempt de phosphate et biodégradable pour permettre une évacuation écologique.

### Liquide

Pinte .....371-0381 1@ \$51.55  
Gallon .....371-1710 1@ \$100.55

Pompe seulement (pinte)

Bouteille .....371-2643 1@ \$5.25

Pompe seulement (gallon)

Bouteille .....371-0563 1@ \$6.55

### Poudre

800 g .....371-2650 1@ \$63.15

Sachets de liquide 1/3 oz

40/boîte .....371-0373 1@ \$104.50

### Enzymax PAX

32/pqt .....371-2668 1@ \$67.10

96/pqt .....371-2676 1@ \$161.90

## Nettoyant quotidien pour instruments IMS – Hu-Friedy

### Nettoyant à usages multiples

Spécialement formulé pour le nettoyage ultrasonique ou le trempage sécuritaire et efficace de tous les instruments dentaires/chirurgicaux.

1,1 lb de concentré en poudre permet d'obtenir 35 gallons de solution nettoyante.

5 lb de concentré en poudre permet d'obtenir 160 gallons de solution nettoyante.

1,1 lb pqt .....371-0936 1@ \$38.40

5 lb pqt .....371-0951 1@ \$119.90



## MD-ZYME<sup>MC</sup> – Cibron

Nettoyant enzymatique breveté unique super concentré contenant 9 enzymes naturelles, sans bactérie ni produit chimique dangereux.

Conçu pour trois utilisations :

- Pré-trempage
- Nettoyage ultrasonique
- Nettoyage du système d'évacuation à haut volume

4 L (1,5 gal.) donne 270 gallons

Chacun .....201-7218 1@ \$47.95

Boîte de 32 x 1/2 oz donne 32 gallons

Boîte .....201-7200 1@ \$39.95



## OPTIM<sup>®</sup> – SciCan

### Solution de prétrempage sans enzyme pour les instruments

Pour le nettoyage manuel ou ultrasonique, OPTIM 28 fonctionne dans de l'eau à la température de la pièce et possède un pH neutre pour le nettoyage en douceur des instruments.

4 L .....763-8117 1@ \$46.25

## Pro•Portion<sup>®</sup> – Sultan

### Solution de nettoyage ultrasonique

La solution de nettoyage Pro•Portion permet de nettoyer en moins de temps et avec moins d'effort. Liquide concentré maintenant offert en enveloppes pratiques de 1 oz. Formule surconcentrée nettoie le sang, le mucus et les tissus plus rapidement que tout autre liquide, concentré ou comprimé, sans odeur ni résidu.



### 20/boîte

Usages multiples .....665-7019 1@ \$39.70

Enzymatique .....665-7035 3@ \$38.25

Tartre et taches .....665-7027

## Pro Clean – Premier

Enlève tâche et tartre pour prothèses dentaires, prothèses partielles, dispositifs de rétention et attelles nocturnes. Frais parfum de menthe, sans danger et biodégradable. Offert en sachets individuels pour utilisation à domicile.

25 par boîte .....581-9990 1@ \$50.15

3@ \$48.85



## Pro-Ez 2 – Certol

Détergent à double effet enzymatique et faible pouvoir moussant dissolvant les protéines et les amidons contenant les souillures se trouvant sur les instruments. Formule douce et non corrosive possédant un pH équilibré compatible avec la plupart des métaux, plastiques et caoutchoucs. Peut être utilisé comme solution de prétrempage, solution ultrasonique et nettoyant pour conduite d'évacuation.

24 par paquet

Tubes de 1 oz .....226-4471 1@ \$29.40



## SOLUTIONS DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE (SUITE)



### Solutions de nettoyage ultrasonique - Heraeus Kulzer

Solution à usages multiples, non ammoniacée

VK-1		
Gallon.....	516-9578	1@ \$57.45
		4@ \$54.80

Dissolvant pour plâtre et pierre VK-3

Gallon.....	516-9560	1@ \$57.45
		4@ \$54.80

Dissolvant pour tartre et taches VK-4

Gallon.....	516-9537	1@ \$48.85
		4@ \$46.15

Dissolvant pour ciments provisoires VK-6

Gallon.....	516-9545	1@ \$48.85
		4@ \$46.15



### Solutions de nettoyage ultrasonique - L&R Manufacturing

Poudre dissolvante pour alginate

Contenant de 675 g....	474-3365	1@ \$36.50
------------------------	----------	------------

Solution à usages multiples - non ammoniacée

Gallon.....	475-0220	1@ \$38.00
-------------	----------	------------

Solution à usages multiples - ammoniacée

Gallon.....	475-1202	1@ \$37.75
-------------	----------	------------

Dissolvant pour plâtre et pierre - ammoniacé

Gallon.....	475-3166	1@ \$41.05
-------------	----------	------------

Dissolvant pour tartre et taches

Gallon.....	476-0518	1@ \$39.65
-------------	----------	------------

Enlève-taches extra puissant en poudre

Pas pour le tartre. Permet d'obtenir 1/4 gallon.		
Bocal.....	475-8553	1@ \$57.75

### Dissolvant en poudre pour tartre et taches pâles Ultradose® - L&R Manufacturing

Les cristaux nettoyants concentrés Actizolve<sup>MC</sup> enlèvent facilement le tartre et les taches pâles des prothèses, complètes et partielles, et des ponts. Sécuritaire pour le nettoyage de l'acrylique, de la porcelaine et de la plupart des métaux.



24/pqt.....	475-1806	1@ \$43.55
-------------	----------	------------

### Solution de nettoyage germicide UltraDose® - L&R Manufacturing

- Le seul produit reconnu par l'EPA conçu à la fois pour utilisation comme solution de nettoyage ultrasonique et comme germicide de qualité hospital éliminant les micro-organismes dont la tuberculose, le VIH et la bactérie E.coli.
- Mélange unique de 3 phénols actifs offrant un meilleur effet germicide.
- Nettoie et désinfecte les surfaces non poreuses tout en nettoyant et en désinfectant les résidus de solution de nettoyage ultrasonique.
- 1 oz de solution permet d'obtenir 1 gallon de solution prête à l'emploi.
- Solution non parfumée non irritante pour le personnel



### Ultradose - L&R Manufacturing Solution de nettoyage ultrasonique

- Enlève le sang, les débris organiques, les pâtes à polir, les souillures, l'oxyde, le rouge à polir et le tripoli des instruments, des fraises, des appareils orthodontiques, de l'or, de la porcelaine et de l'équipement général.
- Liquide super concentré.
- Un sachet donne un gallon de solution.
- Chaque boîte permet d'obtenir 24 gallons de solution.



Boîte de 24.....	476-2308	1@ \$51.35
------------------	----------	------------

### Vigilance<sup>MC</sup> - Bosworth

Détergent multi enzymatique pour le trempage et pour utilisation comme solution de nettoyage ultrasonique. Efficacité et sécurité éprouvées. Enlève les taches de sang des vêtements. Parfum d'asepsie, pH neutre et faible action moussante. Une once permet d'obtenir un gallon.

1/2 gallon.....	144-2516	1@ \$47.60
-----------------	----------	------------

Recharge

1 gallon.....	144-2508	1@ \$68.65
---------------	----------	------------



## POUDRES ET COMPRIMÉS DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE

### PATTERSON

#### Comprimés enzymatiques

Comprimés d'enzymes nettoyants pour l'unité de nettoyage ultrasonique, le système d'aspiration et le trempage. Deux comprimés permettent d'obtenir un gallon de solution nettoyante.



64/boite.....	090-9796	1@ \$54.35
		3@ \$52.60

#### Brite Shield<sup>MC</sup> - Premier

Nettoyant et protecteur pour instruments

Nettoie, protège et déluge les ciments au verre ionomère, au phosphate de zinc de même que les ciments polycarboxylates.

- Jusqu'à 35 % plus rapide que les autres marques.
- Une couche protectrice recouvre les instruments afin de les protéger contre la rouille et la corrosion.
- Inoffensif, biodégradable et sans odeur désagréable.
- Élimine le ciment séché et la bio-contamination des fraises diamantées.
- Contenant de 800 g permet d'obtenir jusqu'à 34 gallons de solution.

Chacun.....	570-9332	1@ \$69.15
		3@ \$67.55



#### Citrizyme<sup>MC</sup> - Pascal

Nettoyant enzymatique

Effet enzymatique double pour nettoyage ultrasonique pour dissoudre les protéines et les films biologiques. Poudre concentrée permettant d'obtenir 35 gallons de solution. Agréable parfum d'agrumes. Solution biodégradable, non moussante et non corrosive.

Contenant de 300 g....	555-2666	1@ \$49.20
------------------------	----------	------------

## PATTERSON



### Clean & Simple – Tuttnauer

Solution enzymatique ultrasonique offerte sous forme de comprimé. Se dissout en 5 à 60 secondes pour former une solution enzymatique non ammoniacée à usages multiples. Élimine la manipulation de liquides concentrés. Non toxique, biodégradable et non corrosive. Deux comprimés permettent d'obtenir un gallon de solution nettoyante.

64/boîte .....678-5562 1@ \$66.85



### Cleanlets<sup>MC</sup> – Sultan Healthcare

Comprimés de nettoyage ultrasonique  
Formule tout usage :

- Grande puissance de nettoyage dans un petit comprimé : 1 comprimé produit 1 gallon (3,8 litres) de solution comparativement à deux comprimés de la marque la plus populaire
- Excellentes propriétés nettoyantes qui durent toute la journée, tandis que les nettoyants enzymatiques perdent de leur efficacité durant la journée
- Enlèvent aisément les souillures courantes telles que le sang, les tissus, le plâtre, la pierre ponce, la pâte à polir, etc.
- Entièrement solubles dans l'eau, elles ne laisseront aucun résidu sur les instruments ou dans la cuve, comme c'est le cas des comprimés et des solutions enzymatiques

32/boîte .....666-7489 1@ \$47.25  
1@ \$46.15

#### Formule tartre et taches :

- Un comprimé donne 5 oz (148 mL)
- Enlèvent les dépôts calcaires, le tartre, les taches de tabac et de nourriture sur les prothèses, ponts et autres appareils
- Utilisation dans un béccher ultrasonique pour les prothèses, ponts et autres appareils

32/boîte .....666-7497 1@ \$47.25  
1@ \$46.15

www.pattersondentaire.ca



### Nettoyant à usages multiples en poudre Ultradose® –

#### L&R Manufacturing

Nettoie les instruments, les fraises, l'équipement général, les appareils orthodontiques, l'or et la porcelaine. Enlève efficacement le sang, les tissus, les débris, la pâte à polir, le rouge à polir, le tripoli de même que les oxydes. Une enveloppe procure 1 gallon de solution.

24/pqt .....476-2506 1@ \$52.50



### VibraKleen E2 – Heraeus Kulzer

#### Nettoyant enzymatique ultrasonique

Comprimés effervescents, compacts et pratiques, se déposant directement dans le nettoyeur à ultrasons. Frais parfum de menthe, 2 comprimés par gallon, non ionique, faible mousse, biodégradable.

20/boîte .....516-9404 1@ \$43.40

## APPAREILS DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE ET ACCESSOIRES

### PATTERSON



### Appareil de nettoyage ultrasonique PA4 – 1 gallon

L'appareil PA4 offre une puissance de 43 kHz pour un nettoyage silencieux mais puissant. Cuve en acier inoxydable avec drain soudé et mouvement de pivotement facilitant le drainage. Garantie de 2 1/2 ans. Dimensions de la cuve: 9 3/8" x 5 3/8" x 4". Capacité de 3 3/8 pintes. 117 volts. Couvercle inclus.

PA4 avec minuterie ...090-9507 1@ \$513.00

PA4 avec minuterie et chauffage .....090-9523 1@ \$559.85

#### Ensemble d'accessoires

Comprend: panier pour accessoires, plateau pour fraises, couvercle de positionnement, 2 bécchers de 600 mL avec couvercles et bandes.

Chacun.....090-9564 1@ \$169.65

Panier PA4 seulement .090-9838 1@ \$100.35



### Appareil de nettoyage ultrasonique PA12 – 3 gallons

L'appareil à nettoyage ultrasonique de 3,2 gallons comporte une minuterie et un tuyau d'évacuation et utilise la technologie de balayage assurant une grande efficacité de nettoyage. La grande cuve permet de nombreuses utilisations et peut contenir trois grandes cassettes ou six petites cassettes (dimensions standards). La minuterie de 30 minutes maintient la position facilitant la procédure. S'éteint automatiquement à la fin du cycle. Garantie de 2 1/2 ans. Dimensions de la cuve: 15 1/2" X 9" X 6". 117 volts. Modèle de table. Couvercle inclus.

Chacun.....090-9515 1@ \$1 505.10

#### Ensemble d'accessoires

Incluant: 1 panier latéral, 1 couvercle de positionnement, 2 bécchers de 600 mL avec couvercles et bandes, 1 boîte à fraises dentaires, 1 plateau à fraises

Chacun.....090-9572 1@ \$410.35

Panier complet PA12.090-9853 1@ \$262.80

Demi-panier PA12 .....090-9846 1@ \$234.90

### Système de nettoyage ultrasonique BioSonic – Coltène/Whaledent



Volume de la cuve supérieur aux modèles de la même gamme de prix: permet de nettoyer le contenu d'un béccher et d'un panier à instruments simultanément. Efficacité améliorée: élimine pratiquement le frottage à la main des instruments. Bouteilles doseuses uniques permettant de verser la quantité précise de solution polyvalente nécessaire pour un cycle. Comprend: une unité BioSonic, un couvercle pour cuve, une solution polyvalente, un manuel de l'utilisateur. Cuve d'une capacité de 1 gallon.

Modèle UC-100XD.....718-4880 1@ \$784.10

### Système de nettoyage ultrasonique BioSonic – Coltène/Whaledent

Grande cuve d'une capacité de 3,5 gallons avec couvercle à charnière permettant la manipulation à une main. Boîtier de plastique résistant aux produits chimiques. Grand drain permettant de vider la cuve en moins de deux minutes. Organisation unique de la cuve béccher-panier permettant de contenir 3 fois la quantité normale d'instruments. Une gamme complète d'accessoires est aussi offerte.

Modèle UC-300.....718-4955 1@ \$2 224.20

## APPAREILS DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE ET ACCESSOIRES (SUITE)


**BioSonic UC-95® –  
Coltène/Whaledent**  
*Nettoyeur ultrasonique  
numérique*



- Fonctionnement silencieux
- Panier muni d'un dispositif protège-doigts prévenant les blessures
- Fabrication en acier inoxydable
- Minuterie numérique de 60 minutes
- Transducteur double assurant une uniformité de nettoyage
- Couvercle rainuré prévenant la formation de condensation sur la paroi externe de l'unité
- Drainage par gravité
- Capacité de 3 litres (0,75 gal.)

Chacun.....718-4971 **\$594.00**

**Ensemble  
d'accessoires  
BioSonic UC-155  
XO – Coltène/  
Whaledent**



*Pour unité UC-100*

Comprend: 1 panier à instruments Finger-Guard, 2 béciers de 600 mL avec couvercles et bandes, un support de positionnement pour béciers.

Chacun.....718-4211 **1@ \$273.25**

**Tableau des solutions de  
nettoyage pour appareils  
ultrasoniques**

Utilisez toujours la Solution nettoyante tout usage comme conducteur d'ultrasons dans le réservoir de nettoyage. Ne laissez les prothèses dans aucune solution pour plus de 30 minutes. Toutes contiennent des agents chimiques puissants. Pour usage professionnel seulement. Manipulez avec précaution. Gardez hors d'atteinte des enfants. N'utilisez jamais de tétrachlorure de carbone comme nettoyant ultrasonique, utilisez le Solvant pour cire et composé/Nettoyant pour pièces à main.

## Accessoires pour unités de nettoyage ultrasonique – Coltène/Whaledent

Pour unité UC-100

Grand panier à instruments FingerGuard<sup>MC</sup> BioSonic  
Modèle UC-151..... 718-4229 1@ \$176.55

Moyen panier (3/4) à instruments FingerGuard<sup>MC</sup> BioSonic  
Modèle UC-152..... 718-5333 1@ \$164.35

Bécher Borosilicate (600 mL), couvercle et anneau de positionnement  
Modèle UC-53..... 718-5291 1@ \$32.90

Pour unités UC-300

Grand panier à instruments FingerGuard<sup>MC</sup> BioSonic  
Modèle UC-310..... 718-5390 1@ \$286.45

Petit panier (1/2) pour modèle UC-300  
Modèle UC-311..... 718-5408 1@ \$197.70

Support BioSonic pour cassettes IMS Hu-Friedy  
Modèle UC-320..... 718-5416 1@ \$175.50

Support BioSonic pour cassettes Zirc  
Modèle UC-321..... 718-5424 1@ \$175.50



## Appareil de nettoyage ultrasonique DDUS60 – Dentrionix

Conçu spécialement pour le cabinet orthodontique, cet appareil de nettoyage ultrasonique de grande capacité contient quatre grilles pour les pinces. Le support mains libres spécial assure que les grilles demeurent en place au cours du cycle de nettoyage et leur permet de rester dans le réservoir lors du drainage suivant le processus de nettoyage. Les grilles remplies peuvent alors être transférées directement au stérilisateur à chaleur sèche DDS7000 pour la dernière étape de prévention des infections.

Modèle de table.....236-7670 1@ \$2,409.50  
Modèle encastré.....236-7662 1@ \$2,693.75

## Unité de nettoyage ultrasonique PRO•SONIC® Petite – Sultan

L'unité de nettoyage ultrasonique la plus économique sur le marché pour le nettoyage des instruments dentaires. Idéale pour les cliniques avec un espace restreint ou celles possédant de nombreuses salles opératoires.  
Chacun.....535-1879 1@ \$430.00



## Unité de nettoyage ultrasonique PRO•SONIC® 300 – Sultan

Unité de nettoyage ultrasonique de taille standard, le modèle 300 combine performance et excellent rapport qualité-prix. Bien qu'elle soit plus petite, elle fait appel au même design et à la même technologie que les plus grandes unités PRO•SONIC et la capacité nécessaire pour accommoder un panier et deux béciers.

Chacun.....144-6038 1@ \$721.00



## Modèle 2014 – L&R Manufacturing

Unité à semi-conducteurs de 80 kHz offrant plus de puissance pour une efficacité de nettoyage inégalée. Unité 110 volts offerte avec une minuterie et un drain arrière.  
Cuve de 3 1/2 pintes .....040-0309 1@ \$773.55



## Modèle PC3 – L&R Manufacturing

Nettoie efficacement et aisément pour moins d'un cent par cycle. Cuve en acier inoxydable; couvercle inclus.  
100 volts .....476-2290 1@ \$283.90

## Unité de nettoyage ultrasonique Quantrex 140 – L&R Manufacturing

L'unité Quantrex 140 offre polyvalence et fonctionnement silencieux pour toutes les opérations de nettoyage. Drain, minuterie en attente de 60 minutes et sortie de 43 kHz. Garantie de 2 1/2 ans sur les pièces et la main-d'œuvre, de 5 ans sur le boîtier et de 10 ans sur la connexion entre le transducteur et la cuve.

Chacune .....476-2076 1@ \$580.80  
Avec élément chauffant.....476-2118 1@ \$616.45




## Unité de nettoyage ultrasonique Quantrex 310 – L&R Manufacturing

Système de nettoyage ultrasonique de table de haute précision

Système de nettoyage ultrasonique de table de haute précision. Offre une qualité de nettoyage inégalée des instruments, des fraises, des prothèses, etc. Toutes les unités sont munies d'un boîtier en vinyle résistant aux produits chimiques, d'une minuterie et d'un drain standard.

Cuve d'une capacité de 3,2 gallons/12,1 L.....476-2209 1@ \$1 669.80



## Accessoires pour unités ultrasoniques – L&R Manufacturing

A. Panier pour unités T-14B, T-15B et 2014  
Acier inoxydable.....474-5816 1@ \$139.85

B. Bécher en verre  
400 mL.....474-6301 1@ \$19.60  
600 mL.....474-6798 1@ \$20.65

C. Porte-fraises  
Acier inoxydable.....474-9248 1@ \$18.40

D. Pince pour tube de vidange  
Chacun.....475-4156 1@ \$6.60