

Voici GALILEOS. Il procure des images maxillo-faciales 3D d'une grande netteté.

Offert
chez
Patterson
Dentaire



GALILEOS

L'appareil de radiographie 3D à faisceau conique de Sirona : mener la dentisterie dans la prochaine dimension.

Unités de traitement	UN SEUL BALAYAGE : Balayage à la fois rapide et étendu des régions buccales et maxillo-faciales du patient à l'aide d'une très faible dose de rayonnement.
Instruments	DIAGNOSTIC SUPÉRIEUR : Vue panoramique familière avec une fenêtre d'évaluation unique vous permettant de naviguer dans l'anatomie en trois dimensions en temps réel.
Imagerie	INTÉGRATION : Un système de planification et de diagnostic intégré puissant permettant de générer des guides chirurgicaux pour l'implantologie.
CEREC	Communiquez avec votre représentant(e) Patterson pour obtenir une démonstration.

The Dental Company

